Geriatrisches Minimum Data Set (GEMIDAS) V4.1

Bundesarbeitsgemeinschaft der Klinisch-Geriatrischen Einrichtungen e.V. Ständiger Fachausschuss Qualitätssicherung I

Erfassungsprogramm Version 4.3.01 • QM|QS

- Release 04.03.2005 -

Dr. med M. Borchelt, Kompetenzcentrum DRG & Geriatrie am EGZB

Programmhandbuch und Bedienungsanleitung

Stand: 03.03.2005

Druck: 03.03.2005, 20:17

INHALTSVERZEICHNIS

ANMELDUNG BEI PROGRAMMSTART	4
HAUPTDATENMASKE	5
Auswahl eines bereits angelegten Datensatzes Anlegen eines neuen Datensatzes Auswahl einer bestimmten Datenmaske	
WEITERE DATENMASKEN 1) AUFNAHME-, ENTLASS- UND BEHANDLUNGSDATEN	
WEITERE DATENMASKEN 2) DIAGNOSEN UND PROZEDUREN	
EINGEBEN VON DIAGNOSEN EINGEBEN VON PROZEDUREN Festlegung der gültigen Katalogversion	
WEITERE DATENMASKEN 3) BARTHEL-INDEX UND FUNKTIONELLE TESTS	9
Eingeben des Barthel-Index Festlegung der Item-Reihenfolge Warnung bei Inkonsistenz	9 9 9
DAS MENÜSYSTEM DES HAUPTBILDSCHIRMS	10
Menübefehle "Datei" Menübefehle "Datensätze" Menübefehle "Selektion" Menübefehle "Extras"	10 11 11 13
DIE DATENMASKEN DES QM-SYSTEMS (BENCHMARKING-PROJEKT)	14
 A) PSYCHOMENTALER STATUS (OPTIONAL) B) STURZRISIKO, STÜRZE UND STURZFOLGEN (QM, OBLIGATORISCH) C) SCHMERZEN (QM, FAKULTATIV) D) MALNUTRITION (QM, FAKULTATIV) 	14 16 17 18
DIE DATENMASKEN DES QS-SYSTEMS (EXT. QUALITÄTSSICHERUNG NACH § 137 SGB	V) 19
A) PNEUMONIE-DATENMASKE I – AUFNAHME (QS) B) PNEUMONIE-DATENMASKE II – VERLAUF (QS)	19 20
OPTIONALE EINSTELLUNGEN ZUR OPTIMIERUNG DER DATENERFASSUNG	21
BEVORZUGTER DATENERFASSUNGSMODUS BEVORZUGTER ICD-ERFASSUNGSMODUS BEVORZUGTER OPS-ERFASSUNGSMODUS ERWEITERTEN OPS ANWENDEN AUTOMATISCHE ICD-/OPS-KATALOGAUSWAHL AUFNAHMEDATENABFOLGE ANPASSEN BARTHEL-MANUAL ITEM-REIHENFOLGE ÄNDERN. AUTOMATISCH WEITER NEUE DATENSÄTZE (ADMIN)	21 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23
OPTIONEN: AUSWAHL OPTIONALER DATENMASKEN	24
STANDARD: Optionale Datenmasken des Standard-GEMIDAS BENCHMARKING: Obligate und fakultative Datenmasken des GEMIDAS-QM-Projekts EXT. QUALITÄTSSICHERUNG (BQS): Nur bei entsprechender Modulinstallation	24 24 25
OPTIONEN: DATENBANKVERBINDUNGEN	26
OPTIONEN: SELBSTDEFINIERTE FELDER	27

gemidas.exe © 1997-2005 mybetasoft / M. Borchelt

OPTIONEN: EXTERNE QUALITÄTSSICHERUNG NACH § 137 SGB V	28
ZUSATZMODUL: DATENIMPORT (SCHNITTSTELLE ZU DATEN NACH § 21 KHENTGG)	30
BESCHREIBUNG DER KONFIGURIERBAREN IMPORT-DATEIEN	31
Beschreibung der erforderlichen Basisspezifikationen	31
BESCHREIBUNG DER ERFORDERLICHEN ZUSATZSPEZIFIKATIONEN	32
Beschreibung von übergeordneten Importeinstellungen	34
BESCHREIBUNG DER FIELDMAP-TECHNIK	34
EXEMPLARISCHE GEMIDAS-FIELDMAPS FÜR DATEN NACH § 21 KHENTGG	36
IMPORT-PSEUDOFUNKTIONEN ZUR AUTOMATISCHEN UMKODIERUNG	36
SUPPORT ZUR SCHNITTSTELLENKONFIGURIERUNG	36
DATENTRANSFER ZUR ZENTRALEN AUSWERTUNG	37
PROGRAMM-INFO UND SUPPORT	38
ACCESS2000-ZUSATZTOOL ZUM AUSLESEN VON DATEN: GEMIDAS.2K.MDE	39

Anmeldung bei Pro	ogrammstart
Gemidas ¥4.3 - Anmeldung	
Geriatrisches G Gemid Version 4.3.0 <u>B</u> enutzername:	Minimum Data Set as V4.3 00
ОК	Abbrechen

Hinweise zur Anmeldung (zwei fixe Benutzergruppen)

Die Anmeldung beim Erfassungsprogramm hat sich im Vergleich zur Vorversion nicht verändert, es existieren weiterhin die beiden Benutzergruppen "admin" und "user". Die jeweiligen Kennwörter für die beiden Benutzergruppen werden bei Erstinstallation zusammen mit dem Programm-Freischaltcode mitgeteilt.

Funktionen: Der Benutzergruppe "admin" sind einige systemnahe Einstellungen der Konfiguration vorbehalten, insbesondere kann nur diese Benutzergruppe die Einstellung "Anlegen neuer Datensätze zulassen" (s. unter "Optionen") ändern.

	Hauptdat	tenmaske	
Ausgew	ählte Daten	maske: Stammdaten	
😽 GEMIDAS - Geriatrisches Minimum Dat	a Set - Version 4.3	.01	
<u>Datei Datensätze Selektion Extras ?</u>			
Suche (in allen Datensätzen):	Daten:	Patient: [NEU]	🔲 Markieren
Nachname[, Vorname] {RETURN}	<u>N</u> eu	Stammdaten FALL-Import Aufnahmestatus	
Zeige: O Entlassdatum O Aufnahmedatum Aufnahmenummer Suchen Löschen Vorgangsnummer Suchen	 <u>S</u>tammdaten <u>A</u>ufnahme <u>E</u>ntlassung <u>B</u>ehandlung <u>N</u>ebendiag. <u>P</u>rozeduren <u>B</u>atthel-Index <u>F</u>unkt. Tests <u>H</u>ilfsmittel <u>I</u>CIDH <u>E</u>rgebnis <u>K</u>ommentar <u>S</u>elbstdef. <u>P</u>sychoment. <u>Stijrze</u> <u>Schmerzen</u> <u>Malnutrition</u> Pneumonie II 	Fallnummer Aufnahmenummer Naghname Vorname Geburtsdatum Geschlecht PLZ des Wohnorts Allejnlebend Pflegestufe SGB XI Antragsverfahren Gesetzl. Betreuung	✓ Auto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
41 Datensätze; Format: GEMIDAS V4.1	KHID: 099	Abbrechen	OK, <u>w</u> eiter

Alle Funktionen auf einen Blick

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint bei Programmstart der leere Hauptbildschirm, der alle wesentlichen Funktionen auf einen Blick zur Verfügung stellt.

Auswahl eines bereits angelegten Datensatzes

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Datensatz eines bereits erfassten Patienten wieder anzuzeigen (linker Bildschirmteil)

Suche über Nachnamen:	Im oberen Teil kann der Nachname (oder der Beginn des Nachnamens) angegeben werden. Nach Drücken der RE- TURN-Taste (ENTER-Taste, Eingabetaste) werden alle na- mensgleichen Einträge unterhalb des Eingabefeldes aufgelis- tet.
Suche über Aufnahmenummer:	Im unteren Teil kann die Aufnahmenummer (oder der Be- ginn der Aufnahmenummer) eingegeben werden. Nach dem Klicken auf die zugehörige Schaltfläche "Suchen" werden al- le Datensätze mit nummerngleicher Aufnahmenummer an- gegeben (bei vollständiger Angabe der Aufnahmenummer nur ein Datensatz, falls die Aufnahmenummer gefunden wurde).
Suche über die Vorgangsnummer:	Jeder Datensatz erhält eine eindeutige Vorgangsnummer, über die er ebenfalls identifiziert werden kann (dies wird insbesondere bei Einsatz von GEMIDAS im Rahmen der ver- pflichtenden QS-Dokumentation nach § 137 SGB V benö- tigt).

Anlegen eines neuen Datensatzes

Im mittleren Teil – unter "Daten" – wird nach Klicken auf die Schaltfläche "Neu" ein neuer Datensatz vorbereitet. Für diesen muss dann im rechten Teil mindestens die Aufnahmenummer angegeben werden, danach erst kann ein neuer Datensatz gespeichert werden. Während des Anlegens eines neuen Datensatzes erscheint im Fußteil rechts die zusätzliche Schaltfläche "Abbrechen", mit der der Vorgang des Anlegens eines neuen Datensatzes jederzeit wieder abgebrochen werden kann.

Auswahl einer bestimmten Datenmaske

Im mittleren Teil – unter der Schaltfläche "Neu" – werden alle verfügbaren aktiven Datenmasken angezeigt. Durch Auswahl einer Datenmaskenbezeichnung wird der Datenerfassungsbereich rechts umgestellt auf die ausgewählte Datenmaske. Beim Wechsel zu einem anderen Datensatz wird per Voreinstellung wieder zurückgestellt auf die erste Datenmaske "Stammdaten". Dieses automatische Zurückstellen ("Autoreset") kann über das Kontrollkästchen im Fußbereich des mittleren Bildschirmteils deaktiviert werden. Ab Version 4.3 behält das Programm die letzte Autoreset-Einstellung bei.

Datenimport

Wenn die IMPORT-Schnittstelle implementiert ist, dann ist die Schaltfläche "FALL-Import" aktiviert. Über den Fall-Import können im Batch alle an der Schnittstelle anliegenden neuen Fälle in das GE-MIDAS-Programm importiert werden. Dieser Import legt ausschließlich neue Fälle an, bereits vorhandene Fälle werden nicht aktualisiert (vgl. Datenmaske "Aufnahme")

Aufnahmedaten — Aufnahmedatum Hauptdiagnose	AE-Import Batch	– <mark>Entlassungsdaten</mark> Entlassungsdatum Entlassungsort	08.02.2004 01 01 - Privatwohnung	•
Akutereignis am Herkunftsort Mit Tagesklinik Veranlasser	Letzte OP am	Mit amb. Hilfe Mit Tagesklinik	0 0 - keine Hilfe 10 10 - nein	• •
	Behandlungsdaten Behandlungsart 2 B-Tage gesamt 5	- teilstationär	•	

Steuerung und Bearbeitung der Datenmasken

Die Eingabe von Daten in die Datenmasken ist weitgehend selbsterklärend. Bei Feldern, denen eine fixe Länge zugeordnet werden kann (z.B. Datumsangaben, Kodierungen etc.) kann über "Optionen" (s. MENÜ "Extras" => Befehl "Optionen…") das Verhalten des Cursors (der Eingabemarke) so eingestellt werden, dass dieser automatisch zum nächsten Feld springt, sobald die Eingabe vollständig ist.

ICD- und OPS-Kodes werden grundsätzlich ohne Formatierungs- und Zusatzzeichen eingegeben (z.B. "H931" für "H93.1"). Dabei wird jeder Kode unmittelbar während der Eingabe anhand der offiziellen Kataloge des DIMDI auf Gültigkeit geprüft (nähere Beschreibung s.u. Diagnosen/Prozeduren). Ungültige Kodes sind nicht zugelassen.

Während der Eingabe in den Standard- und Zusatzdatenmasken steuert das Programm automatisch in Abhängigkeit von den eingegebenen Werten das Ein- und Ausblenden von Datenfeldern, die nur unter bestimmten Umständen ergänzend zu erfassen sind. Beispielsweise werden bei Angabe "Krankenhaus" im Datenfeld "Herkunftsort" die Zusatzdatenfelder "Im KH akt. seit" und "Wo vor KH?" eingeblendet, während bei der Angabe "Privatwohnung" stattdessen die Felder "Mit amb. Hilfe" und "Mit Tagesklinik" eingeblendet werden.

Wenn die IMPORT-Schnittstelle implementiert ist, dann sind die beiden Schaltflächen "AE-Import" und "Batch" aktiviert. Über AE-Import können zu dem aktuell ausgewählten Fall alle in der Schnittstelle konfigurierten Daten fallspezifisch importiert (aktualisiert) werden. Um alle Fälle zu aktualisieren, ist eine Batch-Bearbeitung über die zweite, entsprechend beschriftete Schaltfläche auszulösen. Daraufhin werden alle Fälle mit denen an der Schnittstelle anliegenden Fällen aktualisiert. Beiden Importfunktionen ist gemeinsam, dass Fälle nur aktualisiert werden, jedoch keine neuen Fälle angelegt werden (vgl. Datenmaske "Stammdaten").

Weitere Datenmasken 2) Diagnosen und Prozeduren	
Nebendiagnosen ICD-Import Alle kopieren OPS-Import Import Diagnose-Klartext (optional) ICD Zus. Prozedur-Zusatzdaten GCode OPS/OPS-G Illooo Illooo<	
Katalog: 2005 V OK, <u>w</u> eiter	

Steuerung und Bearbeitung von Listen-Datenmasken

Eingeben von Diagnosen

Die Eingabe von Diagnosedaten (hier ausschließlich Nebendiagnosen, ND; die Hauptdiagnose, HD, wird unter "Aufnahme" erfasst) kann zeilenweise oder spaltenweise erfolgen, die entsprechende Einstellung kann über "Optionen" (s. MENÜ "Extras" => Befehl "Optionen…") voreingestellt werden. Bei zeilenweisem Eingabemodus beginnt der Cursor im Feld "Diagnose-Klartext" und bewegt sich von dort nach rechts durch die Datenfelder der Zeile. Bei spaltenweisem Eingabemodus beginnt der Cursor im Feld "ICD" der obersten Zeile und bewegt sich ausschließlich in dieser Spalte abwärts bis zum letzten (leeren) Datensatz.

Neue Datenzeilen werden automatisch angefügt, sobald ein gültiger Kode in das "ICD"-Feld eingetragen wurde. Durch Löschen des ICD-Kodes in einer Zeile wird (beim Speichern der Änderungen) die gesamte Zeile gelöscht (dies wird während der Bearbeitung nicht direkt am Bildschirm nachvollzogen, sondern erst nach Speichern und erneutem Laden des Datensatzes).

Eingeben von Prozeduren

Die Eingabe von Prozedurendaten erfolgt grundsätzlich spaltenweise, kann jedoch entweder über einen 4-stelligen Kurzcode ("G-Code", Bestandteil des "OPS-G V2005 Geriatrisch erweiterter Prozedurenkatalog") oder den OPS-Kode (bzw. OPS-G-Kode) erfolgen. Auch diese Einstellung kann über "Optionen" (s. MENÜ "Extras" => Befehl "Optionen…") voreingestellt werden. "Prozedur-Zusatzdaten" werden für bestimmte Kodes des OPS-G vom Programm automatisch angefordert (zumeist Nachfrage "Welche?" bei Kodes für "Sonstige" Prozeduren).

Festlegung der gültigen Katalogversion

Bei allen Datenmasken, die eine Kode-Eingabe für Diagnosen oder Prozeduren verlangen, wird in der rechten Fußzeile eine Katalogauswahlliste eingeblendet mit einem – aufgrund der bereits eineingegebenen Daten – vorausgewählten Katalog. Die Vorauswahl kann manuell geändert werden, allerdings gilt die Auswahl immer für alle Angaben zu einem Fall. Die Katalog-Vorauswahl wird entweder am Aufnahmedatum oder – bei verlegten Fällen - am Datum "aktuell seit wann in fortwährender Klinikbehandlung" festgemacht. Dies kann über "Optionen" (s. MENÜ "Extras" => Befehl "Optionen…") vorausgewählt werden. Für geriatrische Fachabteilungen mit überwiegender hausinterner Übernahme von Fällen aus anderen Fachabteilungen eignet sich am ehesten die Einstellung "KH-Aufnahmedatum", für geriatrische Fachkrankenhäuser ohne andere Fachabteilungen oder geriatrische Fachabteilungen ohne interne Übernahmen am ehesten die Voreinstellung "Aufnahmedatum FAB". Nähere Erläuterungen siehe unter "Optionen".

Barthel-Index A / E		- Funktionelle	Tests
Einstufungsmanual	•	Timed Up&Go	bei Aufnahme
Nr. Standard-Reihenfolge Aufr	nahme Entlassung	in Sekunden	nicht gehfähig A
0 Essen			bei Entlassung
1 Bett-/Rollstuhltransfer			□ nicht gehfähig <u>E</u>
2 Waschen			
3 Toilettenbenutzung		<u>M</u> MSE bei Au	ifnahme
4 Baden		Kognitiver Stal	tus bei Aufnahme
5 Gehen/Rollstuhlfahren		PPR	beiAufnahme A/S
6 Treppensteigen			bei Entlassung A / <u>S</u>
7 An-/Auskleiden			
8 Stuhlkontrolle			
9 Urinkontrolle			
Barthel-Index (Scores)	-100 E-100		

Eingabe der Daten von funktionellen Tests (Barthel, TUG, MMSE, PPR)

Eingeben des Barthel-Index

Das in der Klinik angewendete Einstufungsmanual kann über "Optionen" (s. dort) vorselektiert werden. Der Eingabe-Cursor beginnt mit dem obersten Item bei "Aufnahme", bewegt sich in dieser Spalte abwärts bis zum letzten Item, springt dann zum obersten Item bei "Entlassung", bewegt sich dann in der Entlassungsspalte abwärts. Nach dem letzten Entlassungs-Item springt der Cursor zum Gesamt-Score bei Aufnahme, dann zum Gesamt-Score bei Entlassung, falls das Kontrollkästchen "Barthel-Index (Scores)" aktiviert ist, andernfalls direkt auf die Schaltfläche "OK, weiter".

Festlegung der Item-Reihenfolge

Die voreingestellte Standard-Reihenfolge der Barthel-Items orientiert sich an der Reihenfolge im AGAST-Manual. Über "Optionen" kann die manuelle Änderung der voreingestellten Reihenfolge zugelassen werden (Voreinstellung aus Sicherheitsgründen ist "nicht zulassen"). Wenn die Änderung der Reihenfolge zugelassen ist, dann wird oberhalb der Items die Schaltfläche "Standard-Reihenfolge" eingeblendet und die Felder der Nummernleiste links neben den Items werden aktiviert und können bearbeitet werden.

Die Änderung der Reihenfolge ist sehr einfach: Wählen Sie zuerst das Item, das an oberster Stelle stehen soll und geben Sie in das zugehörige Nummernfeld eine "0" ein – das Item rutscht sofort an die oberste Position, alle nachfolgenden Nummern erhöhen sich entsprechend. Wählen Sie dann das Item, das an zweiter Position stehen soll und geben Sie eine "1" in das zugehörige Nummernfeld ein – das Item rutscht an die zweite Stelle der Liste. Verfahren Sie ebenso mit allen weiteren Items. Anschließend sollten Sie über "Optionen" das Zulassen der Änderung der Item-Reihenfolge aus Sicherheitsgründen wieder abschalten.

Warnung bei Inkonsistenz

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, dann nimmt das Programm bei jedem Laden eines Datensatzes eine Konsistenzprüfung des gespeicherten Summenscores vor und meldet etwaig bestehende Inkonsistenzen zum rechnerischen Ergebnis. Angezeigt wird <u>immer</u> die rechnerisch korrekte Summe der angezeigten Items, ein ggf. manuell eingegebener Score wird nur angezeigt, wenn einige oder alle Items fehlen.



Erweiterte Funktionalität (Import, Export, Fehlerprüfung, Datentransfer)

Menübefehle "Datei"

In diesem Menü finden Sie alle Befehle für den Import, Export und Transfer von Daten und Dateien sowie eine Möglichkeit zur Reparatur von Datenbanken.

Die Befehle im Einzelnen:

- Sicherung Anlegen einer Sicherungskopie aller in der Datenbank vorliegenden Daten. Der Befehl entspricht der "Sicherungskopie", die das Programm auf Nachfrage beim Beenden automatisch durchführt. Es handelt sich dabei nicht um eine Dateikopie, sondern es werden alle Daten in eine eigene, zugängliche ACCESS-MDB geschrieben (Datei GEMI-DAS.MDB). Aus Gründen der Abwärtskompatibilität hat diese MDB das Format MS Access 2.0. Ergänzend ist im Lieferumfang jedoch auch eine Datei GEMIDAS.2k.MDB im Format MS Access 2000 enthalten, in die die Daten ebenfalls übernommen werden können.
- **Transfer** Über diesen Befehl wird der quartalsweise Transfer von GEMIDAS-Daten gesteuert. Es wurde mit der Version V4.3 eine zusätzliche Verschlüsselungsvariante ergänzend zu GPG eingeführt: das 3DES-Verfahren. Nähere Erläuterungen finden Sie unter "Datentransfer" weiter unten.
- **Reparatur** Hin und wieder kann es notwendig werden, eine der zu GEMIDAS gehörenden Datenbankdateien zu reparieren. Über diesen Befehl erhält man die Möglichkeit, eine entsprechende Datei (*.OVL, *.MDB oder *.MDA) auszuwählen und reparieren zu lassen (ausschließlich für Datenbankdateien im Format MS Access 2.0).
- **Import** Über diesen Befehl ist es möglich, Daten aus einer <u>früheren</u> GEMIDAS-Version in das neue Format V4.x zu importieren. WICHTIG: Dieser Import ist ausschließlich zur Übernahme von Daten aus Original-GEMIDAS-Datenbanken der Versionen 2.x und 3.x vorgesehen. Die einheitliche Basisdatenbankversion V4.1 gilt für alle GEMIDAS-Programmversionen ab V4.0 oder höher. Falls Sie also mit dem GEMIDAS-Programm auf verschiedene Datenbanken der Version 4.1 zugreifen wollen, können Sie einfach über "Optionen → Datenbanken" die gewünschte Datei, auf die Sie zugreifen wollen, auswählen.
- **UserData** Über diesen Befehl ist es möglich, selbstdefinierte Datenfelder aus einer <u>früheren</u> GEMIDAS-Datenbank zu importieren. Es gilt dasselbe wie unter "Import".

- Export QS-Doku Über diesen Befehl ist es möglich, nach BQS-Spezifikation erfasste Qualitätssicherungsfälle (nach § 137 SGB V) im vorgeschriebenen Format versandfertig zu exportieren. Dieser Befehl steht nur zur Verfügung, wenn ein entsprechender BQS-Leistungsbereich installiert und freigeschaltet ist (vgl. auch "Einstellungen für QS-Dokumentation nach § 137 SGB V" weiter unten). Eine detaillierte Beschreibung des Export-Verfahrens wird zusammen mit dem QS-Modul bei Installation zur Verfügung gestellt.
- **Beenden** Dieser Befehl beendet das Programm. Vor dem Programm-Ende wird nachgefragt, ob eine Sicherungskopie der Daten in einer separaten Datenbank (GEMI-DAS.MDB) angelegt werden soll.

Menübefehle "Datensätze"

In diesem Menü finden sich alle GEMIDAS-spezifischen Befehle zur Vollständigkeits- bzw. Fehlerprüfung. Es sind alle Prüfungen einzeln und in beliebiger Kombination verfügbar, die in der GEMI-DAS-Zentraldatenbank vorgenommen werden, bevor ein Datensatz in die Quartalsstatistik aufgenommen wird. In den Quartalsstatistiken wird jeweils ausgewiesen, wie viele Datensätze abgelehnt wurden. Das Ablehnen von Datensätzen begründet sich aus den hier verfügbar gemachten Fehlerprüfungen: Es werden in die Quartalsstatistiken nur Datensätze eingeschlossen, die alle angegebenen Prüfungen bestehen.

Es ist möglich, auffällige Felder (fehlerhaft/fehlend) vom Programm am Bildschirm rot markieren zu lassen (Befehl "Fehler im aktuellen Datensatz"). Alle Masken (Mittelleiste) mit fehlerhaften Datenfeldern sowie die Bezeichnungen der fehlerhaften/fehlenden Datenfelder werden dann mit rotem Text markiert, sodass eine Fehlerbeseitigung rasch und gezielt vorgenommen werden kann.

Menübefehle "Selektion"

In diesem Menü finden sich verschiedene Befehle zur Selektion und/oder Markierung bestimmter Datensatzgruppen, denen jeweils ein Merkmal gemeinsam ist. Dies wird vorrangig benötigt bei Einsatz von GEMIDAS als QM-System (z.B. im Benchmarkingprojekt "GEMIDAS-QM") oder als QS-Dokumentationssystem (im Rahmen der externen Qualitätssicherung nach § 137 SGB V, BQS-Verfahren).

Die Befehle im Einzelnen:

- Sturzpatienten
 - Bisherige anzeigen Dieser Befehl selektiert alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über Stürze (Datenbasis: Sturzkategorien) verfügbar sind und die bereits entsprechend markiert wurden. Die Markierung erfolgt (Kennzeichen "[_FALL_]" im Feld "Kommentar") bei manuell eingegebenen Daten automatisch online, bei importierten Daten muss die Markierung nachträglich erstellt werden (s. nächsten Befehl).
 - Neu erstellen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über Stürze (Datenbasis: Sturzkategorien) verfügbar sind, entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann – je nach Größe der Datenbank – unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen und kann nicht unterbrochen werden!
- Pat. mit Malnutrition
 - Bisherige anzeigen Dieser Befehl selektiert alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über den Ernährungsstatus (Datenbasis: 1. GEMIDAS-Risikoscore, 2. MNA-Zusatzitems) verfügbar sind und die bereits entsprechend markiert wurden. Die Markierung erfolgt (Kennzeichen "[_MAL_]" im Feld "Kommentar") bei manuell eingegebenen Daten automatisch bereits während der Eingabe, bei importierten Daten muss die Markierung nachträglich erstellt werden (s. nächsten Befehl).
 - Neu erstellen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über den Ernährungsstatus (Datenbasis: 1. GEMIDAS-Risikoscore, 2. MNA-Zusatzitems) verfügbar sind, entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann je nach Größe der Datenbank unter Umständen <u>sehr</u> viel Zeit in Anspruch nehmen (komplexe Score-Berechnungen) und kann <u>nicht</u> unterbrochen werden!

Schmerzpatienten

- Bisherige anzeigen Dieser Befehl selektiert alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über Schmerzen (Datenbasis: Schmerzintensität bei Aufnahme) verfügbar sind und die bereits entsprechend markiert wurden. Die Markierung erfolgt (Kennzeichen "[_PAIN_]" im Feld "Kommentar") bei manuell eingegebenen Daten automatisch bereits während der Eingabe, bei importierten Daten muss die Markierung nachträglich erstellt werden (s. nächsten Befehl).
- Neu erstellen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, zu denen Angaben über den Ernährungsstatus (Datenbasis: 1. GEMIDAS-Risikoscore, 2. MNA-Zusatzitems) verfügbar sind, entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann je nach Größe der Datenbank unter Umständen viel Zeit in Anspruch nehmen und kann <u>nicht</u> unterbrochen werden!
- Pneumonie (BQS 8.0)
 - Bisherige anzeigen Dieser Befehl selektiert alle Datensätze von Patienten, die im Sinne der BQS-Spezifikation dokumentationspflichtig sind (Datenbasis: BQS-Spezifikation für gültiges Verfahrensjahr, d.h. gemäß vorgegebenem QS-Filter). Die Markierung erfolgt (Kennzeichen "[_PNEU_]" im Feld "Kommentar") bei manuell eingegebenen Daten automatisch bereits während der Eingabe der Diagnosen, bei importierten Daten muss die Markierung nachträglich erstellt werden (s. nächsten Befehl).
 - Neu erstellen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, die gemäß QS-Filter-Spezifikation dokumentationspflichtig sind (Datenbasis: Haupt- und Nebendiagnosen, ggf. Prozeduren), entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann je nach Größe der Datenbank unter Umständen relativ viel Zeit in Anspruch nehmen (komplexe Kode-Prüfungen) und kann <u>nicht</u> unterbrochen werden! Vor Ausführung erfolgt daher eine Sicherheitsabfrage, ob der Prozess wirklich gestartet werden soll.
 - Fehlerhafte anzeigen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, die gemäß QS-Filter-Spezifikation dokumentationspflichtig sind (Datenbasis: Haupt- und Nebendiagnosen, ggf. Prozeduren), deren Datensätze jedoch noch nicht die vorgegebenen Prüfkriterien der BQS-Spezifikation erfüllen, entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann je nach Größe der Datenbank unter Umständen relativ viel Zeit in Anspruch nehmen (komplexe Kode-Prüfungen) und kann <u>nicht</u> unterbrochen werden! Vor Ausführung erfolgt daher eine Sicherheitsabfrage, ob der Prozess wirklich gestartet werden soll.
- Risiko Malnutrition
 - Bisherige anzeigen Dieser Befehl selektiert alle Datensätze von Patienten, für die ein potenzielles Malnutritionsrisiko <u>allein auf Basis von Standard-GEMIDAS-</u> <u>Variablen</u> besteht und die bereits entsprechend markiert wurden. Die Markierung erfolgt (Kennzeichen "[_RMAL_]" im Feld "Kommentar") bei manuell eingegebenen Daten automatisch bereits während der Eingabe, bei importierten Daten muss die Markierung nachträglich erstellt werden (s. nächsten Befehl).
 - Neu erstellen Dieser Befehl bewirkt, dass die gesamte Datenbank fallweise analysiert wird und nacheinander alle Datensätze von Patienten, für die ein GEMI-DAS-Malnutritionsrisiko ermittelt werden kann, entsprechend markiert werden. ACHTUNG: Dieser Prozess kann – je nach Größe der Datenbank – unter Umständen <u>sehr</u> viel Zeit in Anspruch nehmen (komplexe Score-Berechnungen) und kann währenddessen <u>nicht</u> unterbrochen werden!
- Markierte Datensätze Mit diesem Befehl können alle markierten Datensätze selektiert werden. Das Ergebnis der Selektion (Liste und Zahl der resultierenden Datensätze) wird im linken Bildschirmbereich (Patientenliste und linke Statusfußzeile) angezeigt. Die "Markierung" eines Datensatzes wird in der oberen rechten Ecke des Hauptbildschirms angezeigt und kann einerseits manuell gesetzt werden, andererseits wird die Markierung jedoch auch von bestimmten Programmabläufen benutzt. Falls das Programm für einen bestimmten Befehl alle vorbestehenden Markierungen aufheben muss, erfolgt grundsätzlich

zuvor eine Bestätigungsabfrage an den Anwender, ob so verfahren werden kann. Nach Bestätigung kann die Aufhebung einer bestehenden Markierung nicht rückgängig gemacht werden.

- **Importierte Datensätze** Mit diesem Befehl können alle importierten Datensätze selektiert werden. Das Ergebnis der Selektion (Liste und Zahl der resultierenden Datensätze) wird im linken Bildschirmbereich (Patientenliste und linke Statusfußzeile) angezeigt. Die Markierung eines importierten Datensatzes erfolgt im Feld "Kommentar" ([_IMP_]). Die Importfunktion für externe Daten (Schnittstelle) wird über eine Konfigurationsdatei implementiert, deren Beschreibung zusammen mit Beispielkonfigurationen bei Installation des Import-Zusatzmoduls mitgeliefert wird.
- **Markierung aufheben** Mit diesem Befehl können alle Markierungen von Datensätzen aufgehoben (zurückgesetzt) werden. Der Befehl kann nicht rückgängig gemacht werden.
- Alle Datensätze anzeigen Mit diesem Befehl können alle Datensätze der Datenbank unabhängig von vorbestehenden Markierungen und/oder Selektionen wieder angezeigt werden.

Menübefehle "Extras"

Über die Befehle in diesem Menü können einerseits die Programmoptionen aufgerufen und geändert werden, andererseits kann die Konfiguration re-initialisiert werden. Über den Befehl "**Optionen**…" gelangt man zu einem Dialogfeld, über den ein Vielzahl von Programm- und Umgebungsparametern eingestellt werden kann, die weiter unten in einem eigenen Abschnitt ausführlich erläutert werden.

Über den Befehl "**Re-Initialisierung**..." können die zuletzt gespeicherten Einstellungen für den Import und Export sowie für einige Maskensteuerungselemente wieder hergestellt werden. Diese Funktion ist insbesondere in der Konfigurationsphase des Datenimports nützlich, da vorgenommene Änderungen an der Konfigurationsdatei "gmdsopt.ini" über diesen Befehl direkt im laufenden Betrieb aktiviert werden können (der Befehl bewirkt, dass das Programm die Konfigurationsdatei "gmdsopt.ini" erneut einliest). Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Einstellungen für die Konfigurationsdatei "gmdsopt.ini" findet sich in einem eigenen Abschnitt weiter unten.

Die Datenmasken des QM-Systems (Benchmarking-Projekt)

Datenmasken für spezielle Anforderungen (nicht zum Standard gehörend)

Nachstehend werden die im Rahmen des Benchmarking-Modellprojekts GEMIDAS-QM bislang entwickelten Datenmasken näher vorgestellt. Diese Datenmasken gehören jedoch nicht zum Standard-GEMIDAS-System und sind für Standard-Anwender dementsprechend auch nicht verpflichtend. Da das im Rahmen des BMGS-Modellprogramms geförderte Projekt GEMIDAS-QM jedoch dazu verpflichtet ist, grundsätzlich frühzeitig Ergebnisse zur Verfügung zu stellen und weiteren interessierten Kliniken eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden die Projekt-Datenmasken vollkompatibel zum GEMIDAS-Standard entwickelt und mit der Version 4.3 allen interessierten Kliniken zugänglich gemacht. Diese Masken lassen sich über das Menü "Extras" → Befehl "Optionen" → Bereich "Optionale Daten" jederzeit ausblenden (s. dort). Nachstehend werden die vier QM-Datenmasken im Einzelnen dargestellt.

sycho-mentaler Status —	QM-Version 4.2.12
ognitive Alltagsfertigkeite	en (EBI)
/erstehen	0 - 5 - 10 - 15
Sich verständlich machen	0 - 5 - 15
Soziale Interaktion	0 - 5 - 15
.ösen von Alltagsproblemen	0 - 5 - 15
Gedächtnis, Lernen, Orientieru	ng 0 - 5 - 10 - 15
Sehen und Neglect	0 - 5 - 10 - 15
lentaler Status	
Desorientiertheit	0 = Nein 1= Ja
/erwirrtheit	0 = Nein (-1 = Ja
Agitiertheit	0 = Nein (-1 = Ja
/ergesslichkeit (fremdanamnes	st.) 0 = Nein (-1 = Ja
Memory Impaiment Screen	Score
ffekt / Depression	
Fraurig / niedergeschlagen	0 = Nein 1= Ja ==> GDS
GDS-Score	0 bis 15 Punkte

Dieser optionale Projekt-Datenbereich greift zwei bislang noch ungelöste, grundsätzliche Probleme auf: Es gibt nach wie vor ein praktisches Problem mit der vollständigen Implementierung der MMSE in der klinischen Routine, das sicher auf mehrere verschiedene Ursachen zurückgeht. Zum einen lässt sich die MMSE methodisch nicht in jeder Situation erheben, zum anderen wird ihre Anwendung teilweise als problematisch eingestuft. Dennoch sind kognitive Funktionseinbußen nach wie vor von zentraler Bedeutung für die Geriatrie. Als ein Alternativinstrument bietet sich seit 2004 der sog. "Erweiterte Barthel-Index" (EBI) an, der – dem Barthel-Index vergleichbar – in nahezu jeder Situation durch Beobachtung erhoben werden kann. Der EBI misst zwar keinesfalls dasselbe wie die MMSE und er kann und soll diese nicht prinzipiell ersetzen, aber als itembezogenes, wenig aufwendiges Instrument stellt er in bestimmten Situationen doch eine Alternative dar. Einzelne Items wie zum Beispiel zum Sehen / Neglect und zu Gedächtnis / Orientierung sind darüber hinaus wiederum auch für andere Bereiche relevant (etwa Sturzrisiko, Pneumoniedokumentation) und können so einen Mehrfachnutzen entfalten, der an anderer Stelle zur Reduktion von Zusatzerhebungsaufwand beitragen kann. Der EBI ist in der ICD-10 veröffentlicht und der Summenscore kann mittels

U51.- verschlüsselt werden. Damit erfüllt der EBI auch ein Mindestkriterium des OPS 8-550, sodass das Instrument insgesamt eine sehr positive Kosten-Nutzen-Relation aufweist.

Eine weitere Alternative – allerdings nicht den Anforderungen eines validierten, standardisierten Assessments entsprechend und damit nicht geeignet, die Mindestkriterien geriatrischer Komplexbehandlung zu erfüllen – stellen die vier einfachen JA/NEIN-Items zu Desorientiertheit, Verwirrtheit, Agitiertheit und Vergesslichkeit dar. Sie könnten und sollten insbesondere in Situationen, in denen weder die MMSE noch der EBI erhoben werden kann, das bisherige Ersatz-Item "Kognitiver Status bei Aufnahme" (s. Datenmaske "Funktionelle Tests"), das sich als zu ungenau definiert und damit messtechnisch als zu unspezifisch erwiesen hat, auf längere Sicht ablösen. Die gewählten vier Dimensionen sind wiederum geeignet, zentrale Messbereiche der MMSE und des EBI sowie zugleich bestimmte Aspekte des Sturzrisikoassessments (s. dort) zumindest grob mit zu erfassen. Insofern wurde auch hier nach dem Prinzip des Mehrfachnutzens vorgegangen, um zu einer insgesamt positiven Kosten-Nutzen-Relation zu gelangen.

Im Hinblick auf das OPS 8-550-Mindestkriterium "standardisiertes Assessment zur emotionalen (oder affektiven) Situation" fehlte in GEMIDAS von Beginn an ein praxistaugliches Instrument, das zugleich die besonderen Anforderungen an einen <u>Minimal</u>datensatz erfüllt. Neuere Studien konnten jedoch zeigen, dass das sog. "Yale-" oder "Lachsitem" ("Fühlen Sie sich oft traurig und niederge-schlagen?") durchaus als vorgeschaltetes Ultrakurzscreening im Sinne eines Case-finding-Instruments eingesetzt werden könnte. Es hat zwar als Einzelitem eine niedrigere Sensitivität und Spezifität als die GDS-15 (die bereits eine Verkürzung der Originalform mit 30 Items darstellt), allerdings sind beide Parameter immer noch so günstig gelagert, dass ein abgestuftes Vorgehen mit deutlicher Reduktion des gesamten Erhebungsaufwandes zu einer insgesamt sehr positiven Kosten-Nutzen-Relation führt bei einer zugleich medizinisch noch vertretbaren Reduktion der Sensitivität – insbesondere bei Einsatz als Eingangsscreening ganz zu Beginn einer in der Regel etwas längerfristigen geriatrischen Behandlung mit klinischer Verlaufsbeobachtung, die eine ergänzende Re-Evaluation aufgrund weiterer konkreter Verdachtsmomente durchaus noch rechtzeitig gestattet.



Ein Sturz ist jedes plötzliche, unbeabsichtigte und unkontrollierte Herunterfallen/-gleiten des Körpers aus dem Liegen, Sitzen oder Stehen auf eine tiefere Ebene. Von dieser Definition ausgehend werden alle Stürze im Verlauf erfasst und dabei einer von vier Sturzkategorien zugeordnet: Kategorie 1: Sturz mit Fraktur, Kategorie 2: Sturz mit sonstiger Verletzung, Kategorie 3: Sturz ohne Verletzung, mit Intervention (Bildgebung und/oder Medikation), Kategorie 4: Sturz ohne Verletzung, ohne Intervention (ohne Bildgebung und ohne Medikation). Alle Stürze innerhalb des Verlaufs werden innerhalb der Kategorien gezählt, anzugeben am Ende ist die jeweilige Gesamtzahl sowie in den Kategorien 1 und 2 zusätzlich die ICD der jeweils schwerwiegendsten Fraktur bzw. Verletzung.

Ergänzend ist zu jedem Patienten bei Aufnahme ein Sturzrisikoassessment anhand der mod. STRA-TIFY-Skala durchzuführen, die fünf obligatorische Items enthält sowie ein optionales Item (Vorhandensein psychotroper Medikation). Von den fünf obligatorischen Items ergibt sich eines direkt aus der Kombination zweier Barthel-Items (Transfer und Gehen bzw. Rollstuhlfahren), die Sehbehinderung und die mentale Alteration (definiert als Verwirrtheit oder Desorientiertheit oder Agitiertheit) ließe sich aus dem EBI ableiten (s. dort), sodass grundsätzlich neu zu erhebende Daten nur durch das Item "Kürzlicher Sturz" und das Item "Toilettendrang" eingebracht werden. Dabei stellt gerade das Item "Kürzlicher Sturz" ein zentrales Element in den meisten vorhandenen Leitlinien zu Stürzen im Alter und einen der am besten belegten Risikofaktoren für Folgestürze dar, sodass damit auch in praktischer Hinsicht eine hochrelevante Information mit positiver Kosten-Nutzen-Relation abgebildet wird. Weitere Detailinformationen zu den Instrumenten und Datenfeldern einschließlich Abbildungen und Erläuterungen zu den verwendeten Skalen und Instrumenten finden sich auf der Gemidas-QM-Projekthomepage unter: <u>http://www.gemidas-gm.de/main/benchmarking_sturz.html</u>

Die Beziehungen der drei Items Mentale Alteration, Sehbehinderung, und Teilmobilität zu den anderen GEMIDAS-Items werden neben den Datenfeldern dargestellt (Kalkulationsergebnisse auf Basis der vorgeschalteten Datenmasken). Diese Werte – sofern sie vorliegen – können durch Klicken auf die Schaltfläche "Auto" in die Datenfelder übernommen werden. Da durchaus Fälle vorkommen, die keinen einzigen Sturzrisikofaktor aufweisen und die keinmal im Verlauf gestürzt sind, bietet die Datenmaske zwei zusätzliche Schaltflächen ("Keine") an. Beim Klicken auf diese Schaltflächen werden in die Datenfelder 0-Werte eingetragen. Mithilfe des Kontrollkästchens vor dem optionalen Feld "Pschotrope Medikation" kann dieses aus der normalen Cursor-Abfolge herausgenommen werden. Das ist z.B. sinnvoll, wenn diese Information grundsätzlich nicht erhoben wird.

- Schmerzen	QM-Version-4.3.1
Schmerzen bei Aufnahme:	SFH-Score (Eingabehilfe)
Schmerzhäufigkeit (A)	0-nie 1-gelegentl. 2-immer
Schmerzintensität (A)	0-keine (1-leichte (2-starke) 3-stärkste Schmerzen
Schmerzbeurteilung durch Pat.	0=nein (1=nur Aufn.) 2=nur Entl. (3=beide
Schmerzdauer	0=nb (1=bis 4Wo) 2=über4Wo
Schmerzen vor Entlassung:	SFH-Score (Eingabehilfe)
Schmerzhäufigkeit (E)	0-nie (1-gelegenti,) 2-immer
Schmerzintensität (E)	0-keine 1-leichte 2-starke 3-stärkste Schmerzen
Affekt / Depression	
Traurig / niedergeschlagen	0 = Nein (1= Ja ==> GDS
GDS-Score	0 bis 15 Punkte

Ergänzend zum Bereich "Stürze" muss im Benchmarkprojekt einer der beiden Bereiche "Schmerzen" oder "Malnutrition" bearbeitet werden. Aufgrund der besonderen Situation in der Geriatrie kommt zur Schmerzintensitätsmessung eine reduzierte Skala zum Einsatz (keine – leichte – starke – stärkste Schmerzen), die ergänzt wird um eine Angabe zur Schmerzhäufigkeit (nie – gelegentlich – immer). Da nicht jeder geriatrische Patient in der Lage ist, diese Einschätzungen selbst vorzunehmen (z.B. aufgrund von schweren kognitiven Einbußen) wird ergänzend auf der Basis einer Fremd- bzw. Beobachtungsskala eine Einstufung durch das behandelnde Team vorgenommen.

Bei Patienten, die zu Beginn oder im Verlauf der Behandlung Schmerzen angegeben haben, wird auch vor Entlassung die Schmerzhäufigkeit und Schmerzintensität erfasst. Bei Patienten, die zu Beginn keine Schmerzen angegeben haben, jedoch im Verlauf Schmerzen entwickelten, wird die Ausgangsmessung "keine Schmerzen" nicht verändert, allerdings wird die Abschlussmessung erfasst.

Angaben zur *Schmerzdauer* sind optional, die erfasst werden können, aber nicht erfasst werden müssen. Wiederum mit Hilfe des vor diesen Feldern befindlichen Kontrollkästchens kann das Cursor-Verhalten beeinflusst werden (falls diese Daten grundsätzlich nicht erhoben werden, sollten die Kontrollkästchen deaktiviert werden, damit der Cursor die Felder überspringt).

Als zusätzliche Eingabehilfe bietet die Maske eine Eingabemöglichkeit für eine kombinierte Messung von Schmerzhäufigkeit und –intensität an, nämlich den SFH-Score (entwickelt im St. Franziskus-Hospital Flensburg). Die Werte dieser Skala laufen von 0 (nie Schmerzen) bis 6 (dauernd stärkste Schmerzen). Bei der Eingabe des kombinierten Scores in eines der Eingabehilfe-Felder werden aus dem eingegebenen Score die beiden Einzelwerte ermittelt und automatisch in die zugehörigen Datenfelder eingetragen.

Aufgrund der engen Beziehung zwischen Schmerzen und Depressivität bzw. Depression wird ergänzend verpflichtend vorgeschrieben, das – auch im strukturierten Schmerzinterview der DGSS enthaltene - sog. Yale- bzw. Lachs-Item "Fühlen Sie sich oft traurig und niedergeschlagen?" bei Aufnahme zu erheben. Optional kann daran die Erfassung der GDS als sensitiveres Screening-Instrument angeschlossen werden (nicht verpflichtend).



Ergänzend zum Bereich "Stürze" muss im Benchmarkprojekt einer der beiden Bereiche "Schmerzen" oder "Malnutrition" bearbeitet werden. Als Case-Finding-Instrument für Malnutrition hat sich in der vorbereitenden Diskussion herausgestellt, dass das Mini Nutritional Assessment (MNA) als Instrument zu aufwendig und damit ungeeignet ist. Eine genaue Analyse des MNA hat jedoch ergeben, dass bereits auf der Basis der GEMIDAS-Standardinformationen (Barthel-Item "Essen", Barthel-Items "Gehen/Treppensteigen", Kognition MMSE/EBI, Wohnsituation sowie Dekubitus als Neben- oder Hauptdiagnose) mindestens 5 MNA-Item angenähert ermittelt werden können. Bei einem Score-Wert dieses "GEMIDAS-Risikoindikators" unter 4 Punkten könnte ein Patient auch bei Anwendung der kompletten MNA beispielsweise bereits keinen Scorewert mehr erzielen, der im Normalbereich läge. D.h. bereits ohne jeden Zusatzaufwand kann auf Basis der GEMIDAS-Standarddaten eine Hochrisikogruppe identifiziert werden, womit diese Skala bereits eine extrem hohe Spezifität erreicht, jedoch für klinische Zwecke noch keine medizinisch vertretbare, ausreichende Sensitivität.

Aus diesem Grund werden ergänzend die – ebenfalls im MNA enthaltenen und von der Operationalisierung her dort entnommenen – Items Appetitverlust, Gewichtsverlust und Body.Mass-Index (BMI) erhoben. Mit Hilfe dieser Zusatzindikatoren kann bereits eine verbesserte Risikoeinschätzung (Score unter 12 Punkten) und auch eine – nach MNA-Kriterien – manifeste Malnutrition (Score unter 5 Punkte) angenommen werden – bei zugleich minimalem Zusatzaufwand (Appetit-/Gewichtsverlust, Größe und Gewicht bei Aufnahme, Gewicht bei Entlassung). Zugleich spielen die Symptome Appetit- und Gewichtsverlust auch bei der Depression eine große Rolle und können perspektivisch in das Depressionsscreening mit einbezogen werden und das Yale- bzw. Lachs-Item zur Verbesserung der Sensitivität ggf. (aufwandsfrei) ergänzen. Insgesamt ergibt sich durch dieses Vorgehen erneut eine sehr positive Kosten-Nutzen-Relation (Mehrfachnutzen der nach strengen Kriterien ausgewählten Zusatzindikatoren).

Optional kann in der Datenmaske zur Malnutrition noch die MNA-Subskala zur Protein-, Kalorien-, Vitamin- und Flüssigkeitsaufnahme erfasst werden und ebenso auch der Gesamtscore des MNA, wenn es vollständig erhoben wurde. Die Kontrollkästchen vor den optionalen Items haben – wie in den anderen Datenmasken – die Funktion, diese Felder wahlweise entweder aus dem Cursorablauf herauszunehmen oder mit einzuschalten. Wenn diese Daten grundsätzlich nicht erhoben werden, ist es sinnvoll, die Kontrollkästchen zu deaktivieren.

Die Datenmasken des QS-Systems (Ext. Qualitätssicherung nach § 137 SGB V)

Datenmasken für den Leistungsbereich "Ambulant erworbene Pneumonie"

Nachstehend werden die im Rahmen der externen Qualitätssicherung nach § 137 SGB V verwendbaren Datenmasken näher vorgestellt. Diese Datenmasken gehören jedoch nicht zum Standard-GEMIDAS-System und sind für Standard-Anwender dementsprechend auch nicht verpflichtend. Die Verwendung der QS-Datenmasken erfordert zudem eine eigene Lizenzierung sowie eine Registrierung des GEMIDAS-Systems als QS-Dokumentationssystem bei der zuständigen Landesgeschäftsstelle Qualitätssicherung (LQS-Verfahren).

Pneumonie I - Aufnahme		QM-Versi	on-	4.2.12
Aufnahme:	A <u>u</u> to			
Aufnahme aus stat. Pflege	0	0=nein (1=ja	0	
Aufnahme aus and, KH	1	0=nein 1=ja	1	
Chronische Bettlägerigkeit	0	0=nein 1=ja		
Invasive Beatmung b. Aufnahme	0	0=nein 1=ja	0	
Desorientierung bei Aufnahme	0	0=nein 1=ja	X	
Spontane Atemfrequenz b. Aufn.	22	17 min		
RR systolisch b. Aufn.	125	mmHg		
RR diastolisch b. Aufn.	75	mmHg		
Harnstoff im Serum	44,9	mg/dL	•	◄
Harnstoff-N i.S.	21,0	mg/dL	•	
Zeitpkt, 1. BGA od. Pulsoxymet.	1	0=keine 1=<4h 2=4-<8h 3=>8h		
Initiale antimikrobielle Therapie	1	0=keine 1=<4h 2=4-<8h 3=>8h		
Fehler: Keine!				_

Die QS-Daten können prinzipiell genauso erfasst werden wie die übrigen GEMIDAS-Daten. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass zur Prüfung der Vollständigkeit und Korrektheit der Eingaben die BQS-Spezifikationen für das Verfahrensjahr 2005 implementiert werden. Die Ergebnisse der Fehlerprüfung werden im unteren Teil der 1. Pneumoniemaske angezeigt.

Aus dem erweiterten GEMIDAS-System heraus können wiederum – unter bestimmten Voraussetzungen – einzelne Informationen in die verpflichtende QS-Dokumentation übernommen werden (z.B. der Herkunftsort und Desorientiertheit bei Aufnahme). Über Kontrollkästchen am rechten Maskenrand können einzelne Felder (z.B. die optionalen Angaben zum Harnstoff) aus dem Cursorablauf herausgenommen werden.

Bei Installation des EQS-Moduls wird bei jeder Eingabe eines neuen Falls in die GEMIDAS-Datenbank überprüft, ob anhand der QS-Filterspezifikationen der BQS (Version 8.0 SR-1) eine Dokumentationspflicht besteht. Wenn eine Dokumentationspflicht besteht, werden automatisch in der Mittelleiste des Hauptbildschirms die beiden Pneumoniemasken zugeschaltet. Bei einer Top-Down-Datenerfassung würde man also im Falle einer ermittelten Dokumentationspflicht automatisch am Ende in die Pneumoniemasken gelangen, in allen übrigen Fällen ohne Dokumentationspflicht bleiben die Masken deaktiviert.

Über das Menüsystem (s. dort) kann zusätzlich jederzeit neu gefiltert werden oder es können alle bisherigen Fälle selektiert und nachbearbeitet oder überprüft werden.



In der zweiten Datenmaske zur Pneumonie sind die geforderten Verlaufsparameter (Beginn der Mobilisation, CRP-Verlaufskontrolle, ggf. Beatmung) sowie die geforderten Angaben vor Entlassung einzugeben. Ebenso wie bei den GEMIDAS-Standardmasken werden Filterfelder (die nur in Abhängigkeit bestimmter anderer Angaben verlangt werden wie etwa die Art des CRP-Verlaufs, falls eine CRP-Verlaufskontrolle durchgeführt wurde) automatisch ein- oder ausgeblendet. Nachträglich – zum Beispiel infolge von Korrekturen - ausgeblendete Datenfelder, in die zuvor Eingaben gemacht worden waren, werden auf NULL (leeres Feld) zurückgesetzt. Da teilweise auch größere zusammenhängende Datenblöcke ein- und ausgeblendet werden (z.B. alle Entlassungsinformationen, falls keine Entlassung nach Hause erfolgte), sind nachträgliche Korrekturen sorgfältig vorzunehmen, da die Löschung ausgeblendeter Datenfelder unverzüglich vorgenommen wird (aus Konsistenzgründen, zumal die BQS-Spezifikation der Prüfregeln dies grundsätzlich so vorsieht).

In den QS-Datenexport (Menübefehl, vgl. Beschreibung des Menüsystems weiter oben) werden ausschließlich nur geprüfte, fehlerfreie Datensätze einbezogen, zumal nach offizieller Spezifikation nicht fehlerfreie Datensätze von der Datenannahmestelle bei der LQS oder BQS grundsätzlich abgelehnt werden.

🖥 Optionen	X
Import	
Bereich: Dateneingabe	•
Bevorzugter Datenerfassungsmodus	0 - Eingabefelder
Bevorzugter ICD-Erfassungsmodus	0 - Spaltenweise
Bevorzugter OPS-Erfassungsmodus	1 - OPS-Format
Erweiterten OPS anwenden	2 - Teils/teils
Autom. ICD-/0PS-Katalogauswahl	0 - Aufnahmedatum FAB 📃
Aufnahmedatenabfolge anpassen	0 - Nein (Aufnahmedatum zuerst) 💌
Barthel-Manual	1 - AGAST
Item-Reihenfolge ändern	0 - nicht zulassen 💌
Automatisch weiter	1 - zulassen 💌
Neue Datensätze (ADMIN)	1-Ja 💌
Vorgaben wiederherstellen	

Anpassung an unterschiedliche Dateneingabeanforderungen

Im Bereich "Dateneingabe" der Optionen können verschiedene Einstellungen vorgenommen werden, die das Verhalten des Programms während der Dateneingabe beeinflussen. Diese Einstellungen brauchen nur einmal vorgenommen zu werden, da sie bei späteren Programmstarts automatisch wieder zur Verfügung stehen. NEU: Bislang wurden bei einem GEMIDAS-Update die Optionen stets überschrieben und mussten anschließend wieder manuell eingestellt werden. Jetzt ist es möglich, über den Menübefehl "Import" aus der Vorgänger-MDA (hier: GSYS40.MDA) die optionalen Einstellungen automatisch wiederherzustellen.

Die Einstellungen zur Dateneingabe bedeuten im Einzelnen:

Bevorzugter Datenerfassungsmodus

- **O Eingabefelder** Bei dieser Einstellung werden Daten vorwiegend über die Tastatur eingegeben, was beispielsweise bei Verwendung eines Kodierbogens Vorteile bietet (es brauchen dann nur die Ziffern des Kodierbogens abgetippt zu werden). In den Datenmasken bewegt sich der Cursor nur entlang der Kodierfelder und steuert Auswahllisten nicht an.
- 1 Pulldownlisten Bei dieser Einstellung werden Daten soweit verfügbar mit Hilfe der Maus erfasst, was beispielsweise bei Direktkodierung von klinischen Dokumentationen am Bildschirm Vorteile bietet (es brauchen dann nur die zutreffenden Kategorien aus den Pulldownlisten ausgewählt zu werden). In den Datenmasken bewegt sich der Cursor nur entlang der Pulldownlisten und steuert Kodefelder nicht automatisch an. Nachteil dieser Methode ist, dass bei der Eingabe Tastatur und Maus benutzt werden müssen, da nicht für jedes Feld eine Listenauswahl zur Verfügung steht.



Bevorzugter ICD-Erfassungsmodus

- **O Spaltenweise** Bei spaltenweisem ICD-Eingabemodus beginnt der Cursor im Feld "ICD" der obersten Diagnosen-Zeile und bewegt sich ausschließlich in dieser ICD-Spalte abwärts bis zum letzten (leeren) Datensatz. Wird in die letzte (leere) Datenzeile eine gültige ICD eingetragen, dann wird automatisch eine neue leere Datenzeile angefügt. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn nur Diagnose-Kodes erfasst werden.
- **1 Zeilenweise** Bei zeilenweisem ICD-Eingabemodus beginnt der Cursor im Feld "Diagnose-Klartext" und bewegt sich von dort nach rechts durch die Datenfelder der Zeile bis zum Feld "Zus." (für "Diagnosezusatz" wie Kreuz, Stern, Ausrufezeichen, R, L, B etc.). Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn Diagnosetexte (optional) mit erfasst werden.

Bevorzugter OPS-Erfassungsmodus

- **0 G-Code** Bei dieser Einstellung wird die OPS-Kode-Spalte blockiert und die G-Codespalte aktiviert, sodass der Cursor nur diese ansteuert. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn die Prozedurendokumentation ausschließlich über den G-Code erfolgt (vierstelliger Kurzcode des geriatrisch erweiterten "OPS-G", entwickelt von der BAG Geriatrie in Kooperation mit der Forschungsgruppe Geriatrie am EGZB der Charité; im Lieferumfang des Standardsystems enthalten).
- **1 OPS-Format** Bei dieser Einstellung wird die G-Codespalte blockiert und stattdessen die OPS-Kode-Spalte aktiviert, sodass der Cursor nur diese ansteuert. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn die Prozedurendokumentation über den originalen OPS-Kode erfolgt (oder über den OPS-G-Kode des geriatrisch erweiterten "OPS-G", entwickelt von der BAG Geriatrie in Kooperation mit der Forschungsgruppe Geriatrie am EGZB der Charité; im Lieferumfang des Standardsystems enthalten).

Erweiterten OPS anwenden

- **O Nie** Bei dieser Einstellung werden grundsätzlich keine Kodes des erweiterten (optionalen) OPS akzeptiert. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn der erweiterte OPS grundsätzlich nicht zum Einsatz kommt und Fehleingaben vermieden werden sollen.
- **1 Immer** Bei dieser Einstellung wird grundsätzlich der erweiterte OPS als gültiger Katalog zugrunde gelegt. Das bedeutet bei der Eingabe, dass das Programm keine amtlichen Kodes akzeptiert, für die im erweiterten OPS eine weitergehende Differenzierung vorgesehen ist. Bei dieser Einstellung <u>muss</u> immer auch eine optional vorhandene Differenzierung mit angegeben werden. Diese Einstellung ist sinnvoll für Krankenhäuser, die sich an der Kalkulation beteiligen und den erweiterten OPS in der Klinik als Standard implementiert haben.
- 2 Teils/teils Bei dieser Einstellung wird sowohl der erweiterte als auch der amtliche Katalog akzeptiert. Das bedeutet bei der Eingabe, dass das Programm bei Eingabe eines nur optional weitergehend differenzierten Kodes zwar im Eingabefeld auf die Eingabe weiterer Differenzierungsstellen wartet, die Eingabe jedoch manuell durch ENTER oder TAB auch abgeschlossen werden kann. D.h. bei dieser Einstellung <u>kann</u> eine weitere Differenzierung gemäß erweitertem OPS-Katalog vorgenommen werden, muss aber nicht.

Automatische ICD-/OPS-Katalogauswahl

- **O Aufnahmedatum FAB** Bei dieser Einstellung wird die automatische ICD-/OPS-Katalogauswahl am Aufnahmedatum in der Geriatrie (Feld "Aufnahmedatum") festgemacht. Diese Einstellung ist sinnvoll für geriatrische Fachkrankenhäuser und ggf. für geriatrische Fachabteilungen ohne interne Zuverlegungen.
- **1 KH-Aufnahmedatum** Bei dieser Einstellung wird die automatische ICD-/OPS-Katalogauswahl am letzten Klinik-Aufnahmedatum (Feld "Im KH akt. seit") festgemacht. Diese Einstellung ist sinnvoll für geriatrische Fachabteilungen mit vorwiegend internen Zuverlegungen aus anderen Fachabteilungen. Bei Direktaufnahmen (ohne Angabe im Feld "Im KH akt. seit") wird automatisch das Geriatrie-Aufnahmedatum herangezogen.
- **2 Manuell (fallbezogen)** Bei dieser Einstellung wird keine automatische ICD-/OPS-Katalogauswahl getroffen (Auswahl wird auf "Undef" gesetzt). Es muss dann stets vor Erfassung der ICD- und OPS-Kodes fallbezogen manuell eine Auswahl getroffen und der gültige Katalog festgelegt werden. Diese Einstellung ist sinnvoll für Situationen, bei denen die beiden anderen Vorgaben zu selten zutreffen, oder wo mehrere Datensätze nachbearbeitet werden, die eine manuelle Katalogauswahl erfordern.

Aufnahmedatenabfolge anpassen

Diese Einstellung ermöglicht es, die Cursorabfolge in der Aufnahmedatenmaske zu verändern und wahlweise beim Geriatrie-Aufnahmedatum oder beim Akutereignis zu beginnen:

- **O Nein** Eingabereihenfolge nicht verändern, sondern gemäß Voreinstellung beim Aufnahmedatum beginnen. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn die ICD-/OPS-Katalogauswahl anhand des Geriatrie-Aufnahmedatums festgelegt wird.
- **1 Ja** Eingabereihenfolge ändern und mit dem Akutereignis beginnen. Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn die automatische Katalogauswahl auf das Krankenhaus-Aufnahmedatum eingestellt ist, da bei dieser Reihenfolge das KH-Aufnahmedatum vor dem Hauptdiagnosenkode eingegeben wird.

Barthel-Manual

Hier ist der in der Klinik implementierte Standard der Barthel-Einstufung anzugeben. Es bestehen folgende Auswahlmöglichkeiten:

- **1 AGAST** Einstufung erfolgt auf Grundlage des Manuals der Arbeitsgruppe Geriatrisches Assessment (AGAST).
- **2 Hamburger Manual** Einstufung erfolgt auf Grundlage des sog. Hamburger Manuals.
- **3 Anderes** Einstufung erfolgt auf anderer Grundlage.

Item-Reihenfolge ändern

Hier kann festgelegt werden, ob in der Barthel-Datenmaske die Reihenfolge der Items geändert werden kann. Es bestehen folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- **O nicht zulassen** Die Reihenfolgenfelder sind deaktiviert, die Schaltfläche "Standard-Reihenfolge" ist ausgeblendet, die angezeigte Reihenfolge der Items kann <u>nicht</u> geändert werden.
- **1 zulassen** Die Reihenfolgenfelder sind aktiviert, die Schaltfläche "Standard-Reihenfolge" ist eingeblendet, die angezeigte Reihenfolge der Items kann geändert werden.

Aufgrund bisheriger Erfahrungen sollte nur nach Erstinstallation und nach jedem Update die Einstellung überprüft und ggf. dem hausinternen Barthel-Bogen angepasst werden. Sobald die Anpassung vorgenommen wurde, sollte die Einstellung "Item-Reihenfolge ändern" wieder auf "nicht zulassen" zurückgestellt werden.

Automatisch weiter

Hier kann festgelegt werden, ob sich der Cursor (die Eingabemarke) automatisch zum nächsten Eingabefeld bewegen soll, wenn die maximale Feldlänge (bei Datumsangaben z.B. 10 Zeichen) erreicht wurde (gilt nur für Standard-Datenmasken). Dies kann sinnvoll sein, um die Zahl der Tastenanschläge zu reduzieren, da die Betätigung der Eingabe- oder Tabulatortaste entfällt und der Cursor automatisch zum nächsten Eingabefeld springt. Besonders effizient wird die Dateneingabe, wenn der Erfassungsbogen auf die Reihenfolge der Items in den Datenmasken abgestimmt ist. Es bestehen folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- **0 nicht zulassen** Die Eingabemarke wird grundsätzlich <u>nicht</u> automatisch weiterbewegt.
- **1 zulassen** Die Eingabemarke wird grundsätzlich nach Erreichen der maximalen Feldlänge automatisch zum nächsten Eingabefeld weiterbewegt.

Neue Datensätze (ADMIN)

Diese Einstellung kann nur vom GEMIDAS-Admin verändert werden. Es bestehen folgende Einstellungsmöglichkeiten:

- O Nein Es können im GEMIDAS-Erfassungsprogramm keine neuen Datensätze mehr angelegt werden. Diese Einstellung empfiehlt sich nur für Situationen, in denen Daten von einem Klinikinformationssystem direkt an die GEMIDAS-Datenbank übermittelt werden, und dies grundsätzlich für alle Fälle erfolgt (externes System als führendes Patientendatenmanagementsystem).
- **1 Ja** Es können weiterhin im GEMIDAS-Erfassungsprogramm neue Datensätze angelegt werden.

cii , Optionale Date
×
•
G:
ntaler Status
und Stürze
status
ard wiederherstellen
hen Übernehmen

Auswahl von optionalen zusätzlichen Datenmasken

Im Bereich "Optionale Daten" können zusätzliche Datenmasken ein- und ausgeblendet werden. Alle markierten Datenmasken erscheinen im Hauptbildschirm im mittleren Bildschirmteil, nicht selektierte Datenmasken erscheinen grundsätzlich nicht. Es werden ab Version V4.3 insgesamt drei Datenbereiche unterschieden:

STANDARD: Optionale Datenmasken des Standard-GEMIDAS

- **Hilfsmittel** Datenmaske zur Erfassung von im Verlauf verordneten Hilfsmitteln.
- ICIDH Datenmaske zur Erfassung von ICIDH-Kodes (mittlerweile obsolet, da abgelöst von der ICF).
- **Ergebnis obj./sbj.** Datenmaske zur Erfassung der Einschätzung des Behandlungsergebnisses aus professioneller und aus Patientensicht.
- **Kommentar** Memofeld für Kommentierung des Datensatzes; wird ab V4.3 auch genutzt, um Markierungsflags für Patientengruppen zu speichern, die nicht überschrieben werden sollten.
- Selbstdef. Felder Datenmaske zur Erfassung selbstdefinierter zusätzlicher Felder; die Felder können im Bereich "Selbstdefinierte Felder" (s. dort) angelegt werden.

BENCHMARKING: Obligate und fakultative Datenmasken des GEMIDAS-QM-Projekts

• **Psychoment. Status** Optionale Datenmaske zur Erfassung des Erweiterten Barthel-Index, des mentalen Status (Desorientiertheit, Verwirrtheit, Agitiertheit,

Vergesslichkeit) und des affektiven Status (Yale-/Lachs-Item, GDS-Score).

- **Sturzrisiko/Stürze** Im QM-Projekt obligate Datenmaske zur Erfassung des Sturzrisikos und der Sturzhäufigkeit inkl. der Sturzfolgen.
- Schmerzen Im QM-Projekt fakultative Datenmaske zur Erfassung der Schmerzintensität und –frequenz bei Aufnahme und ggf. bei Entlassung inkl. Depressivität mittels Yale-/Lachs-Item.
- **Malnutrition** Im QM-Projekt fakultative Datenmaske zur Erfassung des Ernährungsstatus bei Aufnahme und bei Entlassung (MNA-basierte Zusatzitems).

EXT. QUALITÄTSSICHERUNG (BQS): Nur bei entsprechender Modulinstallation

 Pneumonie (HD) Datenmaske zur Erfassung der verpflichtenden QS-Dokumentation im Leistungsbereich "Ambulant erworbene Pneumonie (PNEU)" gemäß BQS-Spezifikation 8.0 SR-1 für 2005 (nur verfügbar bei Installation des Zusatzmoduls EQS). Die Einstellungen für das Zusatzmodul EQS werden im Bereich "Externe QS nach § 137 SGB V" vorgenommen (s. dort).

Coption	en	
Import		
<u>B</u> ereich:	Datenbank	
Datenba ICD-/OF System- ICD-Ver OPS-Ve Datenba	nk-Datei	GMDS40.0VL gcode05.mda gsys4300.mda 2004 (datensatzabhängig) 2004 (datensatzabhängig) 4.1
		<u>S</u> tandard wiederherstell

Auswahl der Datenbank

Im Bereich "Datenbank" wird das GEMIDAS-Erfassungsprogramm mit der zugehörigen Datenbank verbunden. Im laufenden Programmbetrieb kann die verbundene Datenbank gewechselt werden, es kann jedoch immer nur eine Datenbank geöffnet sein und bearbeitet werden. Jede Datenbank muss ganz zu Beginn lizenziert werden. Hierfür benötigen Sie Ihre Lizenzierungsunterlagen und den Freischaltcode. Das Programm arbeitet mit drei verschiedenen Datenbanktypen:

Datenbank-Datei	Standardvorgabe: GMDS40.OVL – diese Vorgabe kann geändert werden, es kann auch ein vollständiger Pfad (inkl. Netzwerkpfade) in dem Einstellungsfeld angegeben werden. In dieser Datenbank sind alle fallbezogenen Daten gespeichert. Es ist damit die wichtigste Be- standsdatenbank und die hier eingestellte Datei sollte entsprechend in regelmäßige Backups (Sicherungen) einbezogen werden.
ICD-/OPS-Datenbank	Diese MDA-Datenbank enthält alle ICD-/OPS-Kodierkataloge ab 2003 inkl. den geriatrisch erweiterten OPS-G mit Erfassungskurzcodes. Für das Verfahrensjahr 2005 wird zwingend die Datei GCODE05.MDA benötigt.
System-Datenbank	Diese MDA-Datenbank enthält alle system- und anwenderseitigen Ver- fahrenseinstellungen (inkl. aller optionalen Einstellungen, Definitionen selbstdef. Felder etc.), die für einen ordnungsgemäßen und lokal ange- passten Programmbetrieb benötigt werden. Die Vorgängerversion dieser Datei ist die GSYS40.MDA, aus der über den Menübefehl "Import" die anwenderspezifischen Einstellungen übernommen werden können.

Die übrigen Anzeigen sind informell. Das aktuelle GEMIDAS-Datenbankformat ist nach wie vor V4.1. Alle Datenbanken in diesem Format können mit dem Programm V4.3 bearbeitet werden.

	f. Fe
Optionen	×
mport	
ereich: Selbstdefinierte Felder	•
Feldnamen (Liste; Trennzeichen = ^): Vorkrankenhaus: von / bis Datum Geriatr. Depressionsskala (GDS) A/E Tinett Feldlänge (maximal) 10 Anzahl Felder 7 HINWEISE: Mit der aktuellen Verison können selbstdefinierte Felder noch nicht importiert werden. Falls Sie für importierte Daten selbstdefinierte Felder weiter benutzen möchten, wenden Sie sich bitte an den Gemidas-Support (Adresse in Ih Unterlagen). Änderungen der Feldnamen wirken sich immer nur auf neue Datensätze oder Datensätze ohne selbstdefinierte Angaben aus und haben auf vorhandene Datensätzen mit bereits vorhandenen selbstdefinierten Daten keine Auswirkungen. Zu Datensätzen mit bereits vorhandenen selbstdefinierten Daten können weder weitere Felder hinzugefügt werden, noch können Felder wieder entfernt werden.	etti- Ihren it

Anlegen zusätzlicher Datenfelder

Im Bereich "Selbstdefinierte Felder" ist es möglich, die Datenerfassung um einige selbstdefinierte Felder zu ergänzen. Es wird ein sehr rudimentäres Datenmodell zur Verfügung gestellt (Feldname mit je zwei Eingabefeldern für Aufnahme und Entlassung, max. Einheitsfeldlänge für alle Felder, Anzahl der Felder insgesamt).

Die Implementierung ist einfach: Es sind alle Feldnamen anzugeben, getrennt durch "^", die max. Feldlänge (gültig für alle Felder) ist anzugeben und die Gesamtzahl der definierten Felder. Nach Definition muss die Datenmaske (im Bereich "Optionale Daten") aktiviert werden, dann können die vorgesehenen Daten zusätzlich zu den offiziellen Daten erfasst werden.

Zur Beachtung Selbstdefinierte Daten werden **nicht** in den Transfer einbezogen und damit **nicht** an die GEMIDAS-Zentrale übermittelt. Für die Auswertung vor Ort wird mit der Version V4.3 ein Zusatztool im Format MS Access 2000 zur Verfügung gestellt (GEMIDAS.2k.MDB), das die Daten der selbstdefinierten Felder ausliest und umformatiert, sodass sie in tabellarischer Form angezeigt und lokal weiterverarbeitet werden können.

Option	en					
Import						
<u>B</u> ereich:	Externe QS nach §	137 SGB V	•			•
Lizenzn	ummer					
Registri	ernummer					
Passphr	ase					
IK-Numr	ner der Klinik					
Betriebs	stätten-Nummer .		1			
FAB-Coo	le vollstationär		1	teilstatio	när	
Transak	tionsnummer		AN	IDERN (nur ir	Ausnahme:	situationen
Export-H	leader		1			
Ansprec	hpartner	,				
Export-V	erzeichnis					
Export-T	ур	2 - Nur neu	ue und g	geänderte D)atensätze	-
		<u> </u>				

Konfiguration des Zusatzmoduls EQS (Externe Qualitätssicherung)

In diesem Bereich werden alle Einstellungen für die direkte Teilnahme an der externen Qualitätssicherung nach § 137 SGB V im Leistungsbereich "Ambulant erworbene Pneumonie" vorgenommen. Voraussetzung für die Nutzung des EQS-Moduls ist die Implementierung der Schnittstelle zu den Daten nach § 21 KHEntgG (s. dort.).

In der Konfigurationsmaske des EQS-Moduls bedeuten im Einzelnen:

Lizenznummer	Lizenznummer des GEMIDAS-QS-Moduls (Zusatzmodul); wird zusammen mit der Modulinstallation übermittelt
Registriernummer	Registriernummer des lokalen GEMIDAS-QS-Dokumentationssystems bei der BQS/LQS (jedes Dokumentationssystem muss angemeldet werden; nach Anmeldung vergibt die landes-/bereichsspezifische zuständige Da- tenannahmestelle eine bundesweit eindeutige Registriernummer).
Passphrase	Für die Verschlüsselung der QS-Daten wird eine Passphrase von der Datenannahmestelle zusammen mit der Registriernummer übermittelt, die hier eingegeben werden muss.
IK-Nummer der Klinik	Hier ist die 9-stellige IK-Nummer (Institutionskennzeichen) der Klinik einzugeben.
Betriebsstätten-Nr.	Bei mehreren Standorten ist hier die Betriebsstätten-Nr. (BNR) an- zugeben, sonst in der Regel eine "1". Die BNR ist ggf. bei der zuständi- gen Verwaltungsabteilung zu erfragen.
FAB-Code voll-/teilstat	Hier ist der FAB-Code nach § 301 SGB V für die vollstationäre bzw. die teilstationäre Geriatrie anzugeben (in der Regel "0200" vollstat., "0260" teilstat.)

- TransaktionsnummerHier ist bei der Installation "1" anzugeben, im übrigen verwaltet das
Programm dieses Feld automatisch. Es ist daher per Voreinstellung de-
aktiviert, kann jedoch über das Kontrollkästchen "ÄNDERN" bei Bedarf
aktiviert und bearbeitet werden. Genaue Informationen über die Funkti-
onsweise und Instruktionen zur Bearbeitung werden mit der Installation
des Zusatzmoduls zur Verfügung gestellt.Expert HeaderWird im Dehmen der Installation mitsetslich (ist = D. abhänzie und der
- Export-HeaderWird im Rahmen der Installation mitgeteilt (ist z.B. abhängig von der
GEMIDAS-Programmversion). Angabe wird benötigt, um die formalen
Anforderungen des BQS-Exports zu erfüllen.
- **Ansprechpartner** Klartextname oder Namenskürzel des verantwortlichen Ansprechpartners in der Klinik (wird für Daten annehmende Stelle bei der BQS/LQS benötigt und ist entsprechend vorgeschrieben).
- **Export-Verzeichnis** Hier ist das Verzeichnis anzugeben, in das die QS-Daten nach § 137 SGB V ausgegeben werden. In diesem Verzeichnis befinden sich nach erfolgreichem QS-Export die Rohdaten-Dateien und die komprimierte, verschlüsselte, versandfertige Transferdatei für die Daten annehmende Stelle (von der Landesgeschäftsstelle zu erfragen).
- **Export-Typ** Hier ist das bevorzugte Datenmanagement anzugeben bzw. auszuwählen. Es stehen zwei Varianten zur Verfügung:

1 – Immer alle Datensätze: Bei diesem Verfahren werden immer <u>alle</u> dokumentierten Fälle in einen Datentransfer mit einbezogen (dadurch erhöht sich für jeden Datensatz die Versionsnummer mit jedem neuen Transfer); kapazitätsaufwendigeres Verfahren, dafür sicherer.

2 – Nur neue und geänderte Datensätze: Bei diesem Verfahren werden jeweils <u>nur</u> alle neuen und alle nach dem letzten Transfer zwischenzeitlich geänderten Datensätze in den neuen Transfer einbezogen. Dadurch erhöht sich die Versions-Nr. der Datensätze nicht bei jedem Transfer sondern bleibt auf der Stufe des letzten Transfers, nach dem keine weiteren Änderungen erfolgten, stehen. Kumulatives, wenig kapazitätsaufwendiges Verfahren, dafür unsicherer bzw. abhängig von konsequenter Weiterleitung der exportierten Dateien.

Konfigurationsdatei		
	🖉 gmdsimp.ini - Editor	
	Datei Bearbeiten Format ?	
	rversion 4.3.01	
	IMPORT_MODE=AUTD *Notwendige Einstellung für Importfunktion! IMPORT_AUFNR_ASTEXT=-1 *Notwendige Einstellung für Importfunktion! IMPORT_NOTIFY=0	
	<pre>IMPORT_OPS_TYP=CSV IMPORT_OPS_FILE=G:\V4-0\V420vb6\Build4-3-00\p21\OPS.CSV IMPORT_OPS_FIELDS= IMPORT_OPS_FIELDMAP=;pataufnr;ops_ver;proz_ops;proz_date;;;; IMPORT_OPS_DATEFORMAT=YYYYMMDDHHNN IMPORT_OPS_STARTDATE=PATAUFNDAT IMPORT_OPS_SORTED=-1</pre>	
	<pre>IMPORT_ICD_TYP=CSV IMPORT_ICD_FILE=G:\V4-0\V420vb6\Build4-3-00\p21\ICD.CSV IMPORT_ICD_FIELDS= IMPORT_ICD_FIELDMAP=;pataufnr;diag_typ;icd_ver;diag_icd;;diag_icd2; IMPORT_ICD_DATEFORMAT=YYYYMMDDHHNN IMPORT_ICD_DATEFORMAT=YYYYMMDDHHNN IMPORT_ICD_HD=HD IMPORT_ICD_HD=HD IMPORT_ICD_ND=ND</pre>	
	IMPORT_FALL_TYP=CSV IMPORT_FALL_FILE=G:\V4-0\V420vb6\Build4-3-00\p21\FAB.CSV IMPORT_FALL_FIELDS= IMPORT_FALL_FIELDMAP=;pataufnr;p301FAB;pataufndat;patentldat IMPORT_FALL_DATEFORMAT=YYYYMMDDHHNN IMPORT_FALL_SORTED=-1 IMPORT_FALL_SORTED=-1 IMPORT_FALL_OPS=-1 IMPORT_FALL_LVD=VSCALCOVER TKIGNORE IMPORT_FALL_LVD=VSCALCOVER TKIGNORE IMPORT_FALL_MAXNUM=2 IMPORT_FALL_MAXNUM=2	
	IMPORT_FALL_FABTK=HA02600 IMPORT_FALL_FABTK=HA0260 IMPORT_FALL_ADDTKE=-1 IMPORT_FALL_CLINIC=2 *2=KH 6=Reha IMPORT_PAT_TYP=CSV IMPORT_PAT_FILE=3:\V4-0\V420vb6\Build4-3-00\p21\FALL.CSV IMPORT_PAT_FILE5=	

Konfiguration des Zusatzmoduls IMPORT (beta-Version)

Mit der Version V4.3 wird GEMIDAS erstmals mit einer konfigurierbaren eigenen Schnittstelle zur direkten Datenübernahme aus einer externen Datenquelle ausgeliefert. Allerdings wird von der beta-Version der Schnittstelle derzeit auf Dateiebene nur ein Format unterstützt: Das CSV-Format (ein Datensatz pro Zeile, Datenwerte mit Semikolon getrennt). Es sind mittlerweile jedoch alle Krankenhausinformationssysteme in der Lage, die Standarddaten nach § 21 KHEntgG im CSV-Format auszugeben. Auf dieser Datengrundlage kann die Schnittstelle so konfiguriert werden, dass folgende Daten automatisch in das GEMIDAS-System übernommen werden:

Importierbare Daten des CSV-Formats nach § 21 KHEntgG

- Aufnahmenummer
- Fallnummer (= PID)
- Geschlecht
- Postleitgebiet
- Aufnahme-/Entlassdatum (fachabteilungsbezogen)
- Aufnahmeanlass
- Entlassungsgrund
- Unterbrechungstage (vollstationär) / Behandlungstage (teilstationär)
- Alle ICD-Kodes
- Alle OPS-Kodes (datumskontrolliert, d.h. FAB-bezogen)

Darüber hinaus können weitere, z.B. auf Basis des Datensatzes nach § 301 SGB V generierte, Daten im CSV-Format übernommen werden (z.B. Geburtsdatum, Name, Vorname etc.). Mit wenigen Ausnahmen kann dabei fast jedes Feld des GEMIDAS-Datensatzes in den Import einbezogen werden, auch die zusätzlichen Datenfelder des QM-Systems (Projekt GEMIDAS-QM) können über Spezialbefehle angesteuert werden (Detailinfos auf Nachfrage). Die Import-Daten können dabei zudem auf bis zu 5 verschiedene Dateien verteilt sein (z.B. ICD, OPS, FALL, FAB, STAMMDATEN o.ä.). Die Importkonfiguration kann sowohl im "Batch-Modus" als auch im "Single-Add-Modus" betrieben werden: Im Batch-Modus werden alle in der CSV-Datei vorhandenen <u>neuen</u> Fälle automatisch erkannt und der GEMIDAS-Datenbank hinzugefügt, im Single-Add-Modus können demgegenüber zu einem im GEMIDAS-System bereits vorhandenen Fall selektiv <u>zusätzliche Daten</u> hinzugefügt werden (sinnvoll z.B. bei der selektiven Übernahme von ICD- oder OPS-Kodes aus einer externen CSV-Datei zu einem bereits existierenden GEMIDAS-Fall).

WICHTIG: Die Konfiguration und Testung der CSV-Schnittstelle sollte zunächst **vollständig au-**<u>Berhalb</u> des echten GEMIDAS-Systems erfolgen. Erst wenn absolut sichergestellt wurde, dass die importierten Daten den GEMIDAS-Feldern wirklich korrekt zugeordnet sind und dies anhand von mehreren verschiedenen Importfällen verifiziert wurde, sollte die Schnittstellenkonfiguration in das aktive GEMIDAS-System eingebunden werden (s. nachstehend)!

Beschreibung der konfigurierbaren Import-Dateien

Die beta-Version der Schnittstelle verfügt noch nicht über eine grafische Konfigurationsoberfläche, sondern wird vollständig über eine mittels Texteditor zu bearbeitende INI-Datei implementiert, die über den Befehl CFG_IMPORT=<pfad><INI-Dateiname> in die GEMIDAS-Konfigurationsdatei "gmdsopt.ini" eingebunden wird. Nachstehend werden zunächst die Konfigurationsbereiche für die Schnittstellendateien allgemein beschrieben:

Importbereich	Funktion
IMPORT_FALL	Führende Falldatendatei (bei CSV-Daten nach § 21 KHEntgG: FAB.csv; es ist zwingend notwendig, die FAB.csv - anstelle der FALL.csv - für die Falldefinition in GEMIDAS zu verwenden, da in GEMIDAS nur der Geriatrieaufenthalt zählt, nicht jedoch der gesamte Klinikaufenthalt. Den Geriatrieaufenthalt kann man in den Daten nach § 21 nur sicher in der FAB.csv identifizieren); bei alternativen Daten- quellen sollte die hier angegebene führende Falldatendatei analog aufgebaut sein (<u>sichere</u> Identifizierung des geriatrischen Behandlungsabschnitts, sowie - bei vorhandener Tagesklinik - <u>sichere</u> Identifizierung der teilstationären Belegungsta- ge). Neue Fälle in GEMIDAS werden <u>ausschließlich</u> aus der im Bereich IM- PORT_Fall angegebenen CSV-Datei heraus generiert; Daten aus den übrigen CSV- Dateien werden anschließend nur bereits existierenden GEMIDAS-Fällen hinzuge- fügt.
IMPORT_PAT	Datei mit zusätzlichen fallspezifischen Informationen, die in der IMPORT_FALL- Datei nicht enthalten sind (z.B. Geschlecht, Postleitgebiet, Entlassungsgrund); dabei muss die Feldauswahl und GEMIDAS-Zuordnung sehr sorgfältig getroffen werden, z.B.: Nur wenn es tatsächlich die Geriatrie-FAB ist, die in der Regel einen Fall endgültig entlässt, kann der Entlassungsgrund nach § 21 KHEntgG (Entlas- sungsgrund für den Gesamtbehandlungsfall) sinnvoll der GEMIDAS-Variablen "wohin" zugeordnet werden.
IMPORT_NAME	Hier kann eine zusätzliche Datei angegeben werden, die nicht zum Standard nach § 21 KHEntgG gehört und beispielsweise das vollständige Geburtsdatum und/oder den Namen enthält (diese Angaben sind nicht Bestandteil der §21-Daten, können jedoch bspw. aus dem § 301 Datensatz generiert werden). Voraussetzung ist, dass diese Datei ebenfalls im CSV-Format vorliegt und die selben Aufnahmenum- mern verwendet! Steht keine derartige Datei zur Verfügung, dann kann dieser Datenbereich ausgelassen werden.
IMPORT_ICD	Datei mit ICD-Kodes (CSV-Format, korrespondierende Aufnahmenummern); ein Sekundärcodefeld wird unterstützt, mehrere Sekundärcodefelder jedoch nicht.
IMPORT_OPS	Datei mit OPS-Kodes (CSV-Format, korrespondierende Aufnahmenummern); das Bezugsdatum für zu importierende Prozeduren (die über das Prozedurdatum dem Geriatrieaufenthalt zugeordnet werden können) ist separat zu konfigurieren (KH- Aufnahmedatum oder FAB-Aufnahmedatum, siehe Zusatzspezifikationen).

Beschreibung der erforderlichen Basisspezifikationen

Für jede verwendete Importdatei müssen sechs Basisspezifikationen angegeben werden (ein nicht verwendeter Importbereich wird dadurch gekennzeichnet, dass kein TYP und kein FILE angegeben wird). Die nachstehende Tabelle beschreibt die sechs Basisspezifikationen TYP, FILE, FIELDS, FIELDMAP, DATEFORMAT und SORTED:

Importhoroicho	Basisspezifikationen (Einstellungen)							
Importbereiche	_TYP	_FILE	_FIELDS	_FIELDMAP	_DATEFORMAT	_SORTED		
IMPORT_FALL	z.B. "CSV"	<pfad></pfad>	Kann entfal- len, falls in	Liste der Feld- namen der	z.B. YYYYMMDD	Wert=0 -1		
IMPORT_PAT	Weitere: "CSV_FABVS" "CSV_FABTK"	Volistandig qualifizierte Pfadangabe inkl. Datei- name und Extension sir hie	der ersten Zeile der CSV-Datei die	jeweils <u>zuge-</u> <u>ordneten</u> GE- MIDAS Ziel-	Datumsangaben in der zugehöri-	Gibt an, ob die Import- datei auf-		
IMPORT_ICD	(derzeit ein- zige unter-		inkl. Datei- name und Extension	inkl. Datei- name und Extension	Feldnamen enthalten sind sonst	felder; <leer> für alle Felder, denen kein</leer>	gen CSV-Datei (englische Nota- tion)	steigend nach Auf-
IMPORT_OPS	stützte Ty- pen)		sind diese hier anzu-	GEMIDAS- Zielfeld zuge-		nummer sortiert ist		
IMPORT_NAME			geben (mit Semikolon getrennt)	oranet ist				

Beschreibung der erforderlichen Zusatzspezifikationen

Zusatzspezifikationen sind für bestimmte Import-Dateien erforderlich: Zentrale Bedeutung haben diese Spezifikationen im Bereich IMPORT_FALL, da hier zentrale Batch-Abläufe konfiguriert werden und nur aus der unter IMPORT_FALL angegebenen CSV-Datei <u>neue</u> Fälle im GEMIDAS-System generiert werden, alle übrigen CSV-Dateien werden verwendet, um <u>zusätzliche</u> Informationen zu bereits vorhandenen Fällen zu importieren. Die nachstehende Tabelle erläutert die Zusatzspezifikationen für den Importbereich IMPORT_FALL:

Zusatzspezifikationen zu IMPORT_FALL	Bedeutung / Einstellungen
_OPS	Falls gesetzt (Wert=-1) werden bei jedem Fall-Import zugleich auch aus der unter IMPORT_OPS_FILE angegebenen OPS-Datei anliegende OPS-Daten importiert
_ICD	Falls gesetzt (Wert=-1) werden bei jedem Fall-Import zugleich auch aus der unter IMPORT_ICD_FILE angegebenen ICD-Datei anliegende ICD-Daten importiert
_LVD	Implementierte Einstellungen: siehe Tabelle "LVD-Berechnungsoptionen"
	Hier sind die Berechnungsvorschriften für Fehltage im voll- und teilstationären Bereich festzulegen; aus gestückelten FAB-Segmenten kann die Zahl der nicht enthaltenen Kalendertage ermittelt und das Ergebnis im GEMIDAS-Feld [ub_tage] abgelegt bzw. zur Berechnung der Behandlungstage für das Feld [btage] herange- zogen werden
_FABVS	Hier muss der klinikintern verwendete Fachabteilungscode (Identifizierungsmerk- mal in Datei FAB.csv) für die vollstationäre Geriatrie angegeben werden (in der Regel "HA0200")
_FABTK	Hier muss der klinikintern verwendete Fachabteilungscode (Identifizierungsmerk- mal in Datei FAB.csv) für die teilstationäre Geriatrie (Tagesklinik) angegeben werden (in der Regel "HA0260")
_ADDTKE	Falls gesetzt (Wert=-1), dann wird bei der teilstationären Verweildauerberech- nung der Entlasstag mitgezählt (in der Regel ist dieses Flag zu setzen, dies hängt jedoch u.a. von landesspezifischen Regelungen und von Einstellungen des daten- liefernden KIS-Systems ab!)
_MAXNUM	Dieses Flag ist gleich 1 zu setzen; weitere Informationen können bei erfolgreich implementierter Basiskonfiguration der Schnittstelle angefordert werden.
_CLINIC	Für interne Verlegungen ist hier der Typ der eigenen Einrichtung nach GEMIDAS- Standard zu verschlüsseln (2=Krankenhaus; 6=Reha-Einrichtung)

Die nachstehende Tabelle erläutert die zur Verfügung stehenden Berechnungsmethoden für Fehltage (Beurlaubungstage) im voll- und teilstationären Bereich; die Einstellungen können für IM-PORT_FALL und IMPORT_PAT verwendet werden. In der angegebenen Schreibweise gelten die Methoden jeweils sowohl für teil- als auch für vollstationäre Fälle. In der Regel werden jedoch für beide Bereiche unterschiedliche Modi benötigt, dann ist der angegebenen Methode jeweils das Kürzel "VS" oder "TK" voranzustellen und die Einstellungen sind durch ein Pipezeichen (|)zu trennen, zum Beispiel: **IMPORT_PAT_LVD=VSADD|TKCALCOVER** bedeutet, dass für vollstationäre Fälle Fehl-

Programmhandbuch und Bedienungsanleitung

tage aus dem zugeordneten Importfeld in das GEMIDAS-Datenfeld [ub_tage] zu übernehmen sind, wenn dieses leer ist (VSADD), während für teilstationäre Fälle Fehltage aus mehreren angegebenen FAB-Segmenten zu berechnen und zur Ermittlung der im GEMIDAS-Datenfeld [btage] anzugebenden Anwesenheitstage heranzuziehen sind, wobei ein dort ggf. bereits vorhandener Wert zu überschreiben ist (TKCALCOVER):

Mögliche Einstellungen für die Zusatzspezifikation _LVD (Fehl- und Behandlungstage):

Präfix	Methode	Bedeutung / Einstellungen
VS oder TK	CALCOVER	Wert für Fehltage aus FAB-Episoden berechnen und in Datenfeld [ub_speichern tage] (vollstationär) bzw. zur Berechnung von [btage] heranziehen, jeweils mit Überschreiben eines ggf. vorbestehenden Wertes
VS oder TK	OVERWRITE	Wert für Fehltage direkt aus einem Feld der Importdatei entnehmen und weiter- verarbeiten, Speichern mit Überschreiben ggf. vorbestehender Werte
VS oder TK	CALCADD	Wert für Fehltage aus FAB-Episoden berechnen und weiterverarbeiten, Speichern mit Überschreiben ggf. vorbestehender Werte
VS oder TK	ADD	Wert für Fehltage direkt aus einem Feld der Importdatei entnehmen und weiter- verarbeiten, Speichern nur sofern das Zielfeld leer ist (kein Überschreiben vorbe- stehender Werte)
VS oder TK	CALCSUM	Wert für Fehltage aus FAB-Episoden berechnen und weiterverarbeiten, Speichern durch Addition mit vorbestehendem Wert im Zielfeld
VS oder TK	SUM	Wert für Fehltage direkt aus einem Feld der Importdatei entnehmen und weiter- verarbeiten, Speichern durch Addition mit vorbestehendem Wert im Zielfeld
ТК	CALCDAYS	Anzahl der Fehltage zwischen Aufnahme- und Entlassungsdatum berechnen (nur für teilstationäre Fälle: Wochenenden und Feiertage) und zur Berechnung der Anwesenheitstage heranziehen, Speichern in Datenfeld [btage] mit Überschreiben ggf. vorbestehender Werte
VS oder TK	IGNORE	Datenfeld für Fehltage in der Importdatei und rechnerisches Ergebnis aus FAB- Segmenten ignorieren (nicht importieren); wird nur benötigt, falls unterschiedliche Dateiquellen und Modi für voll- und teilstationäre Fälle verwendet werden müssen

Die nachstehende Tabelle erläutert die Zusatzspezifikationen für den Importbereich IMPORT_PAT:

Zusatzspezifikationen zu IMPORT_PAT	Bedeutung / Einstellungen
_LVD	Hier ist die Berechnungsmethode für Fehltage (vollstationär) bzw. Behandlungsta- ge (teilstationär) anzugeben; mögliche Einstellungen sind in der vorstehenden Tabelle aufgeführt
_SEXW _SEXM	Notwendige Angaben: In GEMIDAS wird das Geschlecht mit einem kleingeschrie- benen "w" oder "m" kodiert. Falls in den Import-Dateien andere Kodierungen für die Geschlechtsvariable verwendet werden (etwa 1 und 2 oder "männlich" und "weiblich"), dann müssen diese externen Kodierungen hier zugeordnet werden; selbst wenn die Variable "Geschlecht" nicht aus der unter IMPORT_PAT angegebe- nen Datei direkt stammt, sondern aus einer der anderen CSV-Dateien, verwendet die Schnittstelle grundsätzlich die hier getroffenen Zuordnungen (alle Angaben in der INI-Datei sind dabei ohne Anführungszeichen einzutragen!)

Die nachstehende Tabelle erläutert die Zusatzspezifikationen für den Importbereich IMPORT_ICD:

Zusatzspezifikationen zu IMPORT_ICD	Bedeutung / Einstellungen
_HD	Notwendige Angaben: In GEMIDAS wird die Hauptdiagnose im Bereich der Auf-
_ND	davon gespeichert, wannend die Nebendraghosen als eigene Liste getremit davon gespeichert werden. Importiert werden können nur Diagnosedaten, die als Liste aufgeführt sind, wobei jeder Diagnose die Aufnahmenummer und ein Kenn- zeichen des Diagnosetyps zugeordnet sein müssen. Es werden nur zwei Typen unterschieden: Der Typ Hauptdiagnose (z.B. "HD", pro Fall nur einmal zugelas- sen) und der Typ Nebendiagnose (z.B. "ND", pro Fall beliebig oft zugelassen). Die in der CSV-Datei verwendeten Merkmale sind hier anzugeben (z.B. IM- PORT_ICD_HD=HD).

Zusatzspezifikationen zu IMPORT_OPS	Bedeutung / Einstellungen
_STARTDATE	Hier wird das Prüfdatum für den OPS-Import festgelegt: Prozeduren mit einem Prozedurdatum, das vor dem Prüfdatum liegt, werden nicht importiert. Es soll hier also das Feld angegeben werden, aus dem der Beginn der geriatrischen Behand- lung hervorgeht (in der Regel PATAUFNDAT).

Die nachstehende Tabelle erläutert die Zusatzspezifikationen für den Importbereich IMPORT_OPS:

34

Beschreibung von übergeordneten Importeinstellungen

Die nachstehende Tabelle erläutert die übergeordneten Einstellungen für den Datenimport:

Einstellungsoption	Bedeutung / Einstellungen
IMPORT_MODE	Implementierte Einstellungen: = AUTO
	Einzige derzeit implementierte Einstellung: AUTO (der Importvorgang wird gemäß Konfiguration vollautomatisch abgewickelt)
IMPORT_AUFNR_ASTEXT	Implementierte Einstellungen: = -1 = 0
	Hier wird festgelegt, ob die Aufnahmenummer (das KH-interne-Kennzeichen) als Textvariable importiert werden soll (Wert=-1, falls ja). Wenn die Einstellung auf einen Wert=0 festgelegt wird, dann wird beim Importieren die Aufnahmenummer als Zahlwert interpretiert und entsprechend umgewandelt. Handelt es sich nicht durchgehend um numerische Werte, tritt ein Fehler auf. Diese Einstellung sollte daher nur dann auf einen Wert=0 eingestellt werden, wenn die Aufnahmenummer tatsächlich durchgehend als Zahlenwert vorliegt und führende Nullen unbedingt entfernt werden müssen (z.B. weil in einigen CSV-Dateien die numerische Auf- nahmenummer ohne führende Nullen angegeben ist und eine korrekte Zuordnung bei Interpretation als Textvariable sonst nicht möglich wäre).
IMPORT_NOTIFY	Implementierte Einstellungen: = -1 = 0
	Hierüber kann festgelegt werden, ob das Programm einen Batch-Importvorgang zur Anzeige von Hinweisen oder Warnungen unterbrechen und auf eine Anwen- dereingabe warten soll (in der Regel nur während der Konfigurationsphase sinn- voll).

Beschreibung der FIELDMAP-Technik

Die vorstehend beschriebenen Spezifikationen dienen im Wesentlichen alle der Datei- und Fallsteuerung. Das Importergebnis – und ggf. aus einem Import resultierende Probleme – werden im Wesentlichen durch die FIELDMAP-Einstellungen bestimmt, die mit größter Sorgfalt vorgenommen werden müssen.

Zunächst müssen die Felder samt Inhalten der CSV-Dateien bekannt sein und es muss geprüft werden, ob die Inhalte exakt zu GEMIDAS-Feldern passen. Dies trifft z.B. für die Geschlechtsvariable problemlos und immer zu, aber bereits bei dem zuzuordnenden Aufnahmedatum und besonders bei Angaben zum Aufnahme- oder Entlassungsgrund müssen grundsätzliche Überlegungen darüber angestellt werden, ob die zu verwendende CSV-Datenquelle tatsächlich die für den Geriatrieaufenthalt zutreffende Information enthält.

Sobald geklärt ist, welche CSV-Felder zu GEMIDAS korrespondierende Inhalte bereitstellen, kann das Variablenmapping erfolgen. Dabei muss für jede Importdatei genau einem Feld der CSV-Datei das GEMIDAS-Feld "pataufnr" zugeordnet werden, sonst kann der zugehörige Datensatz in GEMI-DAS nicht angelegt bzw. nicht aufgefunden werden.

FIELDMAPS ohne genau eine Zuordnung der GEMIDAS-Variablen "pataufnr" werden vom Programm während der Initialisierung als fehlerhaft zurückgewiesen. Aus Sicherheitsgründen wird - auch bei einzelnen Spezifikationsfehlern – grundsätzlich immer die **gesamte Importfunktionalität deak-tiviert**, damit die GEMIDAS-Datenbankintegrität nicht durch versehentliches Importieren von fehlerhaft spezifizierten Zuordnungen gefährdet wird.

Programmhandbuch und Bedienungsanleitung

Ist in jeder angegebenen CSV-Datei die Position des zum GEMIDAS-Feld "pataufnr" korrespondierenden Feldes identifiziert und zugeordnet, können die weiteren Felder zugeordnet werden, was nachstehend am Beispiel der FAB.csv (IMPORT_FALL) und der ICD.csv (IMPORT_ICD) nach § 21 KHEntgG illustriert wird:

FAB.csv-Felder = IK;KH-internes-Kennzeichen;FAB;FAB-Aufnahmedatum;FAB-Entlassungsdatum

FALL_FIELDMAP = ;pataufnr;p301FAB;pataufndat;patentldat

Die FAB.csv (Standardvorgabe nach § 21 KHEntgG) besteht aus 5 Feldern, wobei das erste Feld die IK-Nummer und das 2. Feld (KH-internes-Kennzeichen) die Aufnahmenummer enthält, die FAB Geriatrie anhand des 3. Feldes erkannt werden kann (FAB) und sich Aufnahme- und Entlassungsdatum dann aus den beiden anschließenden Feldern ergeben.

Die IK-Nummer ist nicht GEMIDAS-relevant, daher beginnt die FIELDMAP mit einem Feldseparator (;) der besagt, dass das erste Feld keiner GEMIDAS-Variablen zugeordnet wird. Das zweite Feld ist dem GEMIDAS-Primärschlüssel "pataufnr" zuzuordnen (notwendige Angabe). Für das dritte Feld wird eine Spezialangabe gemacht: Grundsätzlich ist der FAB-Kode keiner GEMIDAS-Variablen zuzuordnen, es muss aber einerseits die Information "vollstationär" bzw. "teilstationär" generiert werden und es muss zugleich überprüft werden, ob der aktuelle Datensatz innerhalb der CSV-Datei überhaupt zur FAB Geriatrie gehört. Daher wird eine Flagzuordnung zum Pseudofeld "p301FAB" vorgenommen (notwendige Angabe), die die zugeordnete Variable gezielt auswertet, jedoch nicht in ein GEMIDAS-Datenfeld schreibt. Reine Importzuordnungen werden jedoch für die nachfolgenden beiden Felder vorgenommen: Das §21-Feld "FAB-Aufnahmedatum" wird dem GEMIDAS-Feld "pataufndat", das §21-Feld "FAB-Entlassungsdatum" dem GEMIDAS-Feld "patentldat" zugeordnet (abhängig von den Ergebnissen der Auswertung von "pataufnr" (neu oder bereits vorhanden) und von "p301FAB" (Geriatrieaufenthalt oder nicht?).

Ein weiterer spezieller Umstand wird über die Pseudo-Importvariable "p301FAB" gesteuert: Falls in einem identifizierten Datensatz dieses Feld den lokal verwendeten Kode für "teilstationäre Geriatrie" enthält (angegeben in der Einstellung zu IMPORT_FALL_FABTK), dann wird in der FAB.csv nach weiteren Datensätzen mit gleicher Aufnahmenummer gesucht, da einige KIS-Systeme die Tagesklinikdaten in mehreren Segmenten zusammenhängender Anwesenheitsepisoden abbilden, die von Wochenenden, Feiertagen und individuellen Fehltagen unterbrochen werden. Dann werden die Abwesenheitstage aus den Unterbrechungen ermittelt, das Aufnahmedatum wird dem ersten und das Entlassdatum dem letzten Segment entnommen. Sollte stattdessen aber ein Tagesklinikaufenthalt ebenso wie ein vollstationärer Aufenthalt mit nur einem FAB-Segment abgebildet sein, dann geht der Algorithmus davon aus, dass die korrekte Zahl der Abwesenheitstage aus der Datei IM-PORT_PAT entnommen wird (im § 21-Format findet sich diese Information dann in der Datei FALL.csv im Feld "Beurlaubungstage").

Es liegt auf der Hand, dass diese Prozesse in der Konfigurationsphase vor Ort getestet und sorgfältig fallweise überprüft werden müssen. Kommt der Importvorgang nicht zu den richtigen Ergebnissen, dann muss nach bisherigen Erfahrungen auf den Import der teilstationären Verweildauer, ggf. auch vollständig auf den Import teilstationärer Fälle verzichtet werden. Es ist zwar bedauerlich, aber konkrete Vorgaben, wie ein teilstationärer Fall abzubilden ist, wurden seitens des InEK erst 2005 gemacht, die allerdings zunächst nur für Kalkulationshäuser verbindlich sind.

Um den Import teilstationärer Daten aus den §21-Daten ganz zu verhindern ist bei der Einstellung IMPORT_FALL_FABTK der Wert "HAxxxx" (ohne Anführungszeichen) anzugeben. Dann können vom Importsystem keine teilstationären Aufenthalte mehr identifiziert werden.

Die Einstellungen für die ICD.csv sind demgegenüber vergleichsweise einfach und weitgehend selbsterklärend, allerdings ist zu beachten, dass <u>keinem</u> der in der FIELDMAP-Spezifikation angegebenen Felder physikalisch ein GEMIDAS-Feld entspricht (mit Ausnahme des Feldes "pataufnr").

ICD.csv-Felder = IK;KH-internes-Kennzeichen;Diagnoseart;ICD-Version;ICD-Kode;Lok1;Sekundär-Kode;Lok2 ICD_FIELDMAP = ;pataufnr;diag_typ;icd_ver;diag_icd;;diag_icd2;

Für einen ICD-Import nach GEMIDAS **müssen** – mit Ausnahme des Feldes "diag_icd2" – alle anderen ICD-Pseudofelder in der FIELDMAP zugeordnet werden, d.h. die FIELDMAP <u>muss</u> **pataufnr** ebenso enthalten wie **diag_typ** (Lokalisation des Feldes mit der Angabe zum Diagnosentyp, z.B. "HD" oder "ND" – die verwendeten Merkmalskürzel müssen in der Konfigurationsdatei angegeben werden), **icd_ver** (Lokalisation des Feldes mit der Angabe der ICD-Version i.S.v. "1.3", "2.0", "2004", "2005" – andere Werte werden nicht interpretiert) und **diag_icd** (Lokalisation des Feldes mit dem ICD-Kode, wobei die Darstellung beliebig ist, d.h. der ICD-Kode kann mit oder ohne Punkt, mit oder ohne Zusatzzeichen, mit oder ohne Seitenangabe dargestellt sein). Eine ICD- FIELDMAP ohne diese Zuordnungen wird vom Import-Modul während der Initialisierung zurückgewiesen (Fehlermeldung) und hat zur Konsequenz, dass die gesamte Importfunktionalität aus Sicherheitsgründen deaktiviert wird (s.o.). Für das OPS-FIELDMAP gelten prinzipiell dieselben Regeln.

Exemplarische GEMIDAS-FIELDMAPs für Daten nach § 21 KHEntgG

Für Datei OPS.csv:

IMPORT_OPS_FIELDMAP=;pataufnr;ops_ver;proz_ops;proz_date;;;;

Für Datei ICD.csv:

IMPORT_ICD_FIELDMAP=;pataufnr;diag_typ;icd_ver;diag_icd;;diag_icd2;

Für Datei FAB.csv:

 $IMPORT_FALL_FIELDMAP=; pataufnr; p301FAB; pataufndat; patentldat$

Für Datei FALL.csv:

IMPORT_PAT_FIELDMAP=;pataufnr;;;;patsex;patplz;p21ADatum;p21Anlass;;;;p21EGrund;p21EDatum;;

Import-Pseudofunktionen zur automatischen Umkodierung

Die speziellen Funktionen p21Anlass und p21EGrund sorgen automatisch für die notwendigen Umkodierungen der Datenfelder nach § 21 KHEntgG in die Kodierungen, die GEMIDAS verwendet.

ACHTUNG: Bei Verwendung anderer Datenquellen mit nicht standardisierter Kodierung muss im Vorfeld der Import-Konfiguration sichergestellt sein, dass die zu importierenden Daten auf dieselbe Weise kodiert sind, die in GEMIDAS verwendet wird. Alle kodierten GEMIDAS-Variablen werden im Datenmanual (verfügbar unter <u>http://www.gemidas.de/</u>) mit allen Kodes und zugehörigen Bedeutungen aufgeführt. Derzeit unterstützt die Schnittstellen-beta-Version nur die automatische GEMI-DAS-konforme Umkodierung der Variablen p21Anlass und p21EGrund.

Die Spezialfelder p21ADatum und p21EDatum kennzeichnen die Felder für das Aufnahmedatum und das Entlassungsdatum **des Gesamtbehandlungsfalles**, ohne dass die Daten daraus importiert werden. Sie dienen ausschließlich Vergleichs- und Prüfzwecken und müssen im PAT_FIELDMAP lokalisiert werden (für den § 21-Datensatz entspricht dies der Importdatei FALL.csv). Hintergrund ist, dass die jeweils nur für den Gesamtbehandlungsfall verfügbaren Angaben zum Aufnahmeanlass und zum Entlassungsgrund nur dann nach GEMIDAS importiert werden können, wenn das Aufnahme- bzw. Entlassungsdatum in der Fachabteilung Geriatrie hierzu korrespondiert.

Support zur Schnittstellenkonfigurierung

Sollte die Konfigurierung vor Ort nicht gelingen oder als zu aufwendig erscheinen, so kann auf zweierlei Weise (kostenpflichtiger) Support angeboten werden:

- die vorgesehenen CSV-Dateien werden nach Übersendung (ggf. gefüllt mit Beispieldaten, ca. 50 Datensätze pro Datei genügen in der Regel) durch das Kompetenzcentrum DRG & Geriatrie auf grundsätzliche Import-Tauglichkeit hin überprüft, sodass bei positivem Ergebnis eine Beispielkonfiguration zurückgesendet werden kann bzw. bei negativem Ergebnis ein Fehlerprotokoll übermittelt wird, aus dem hervorgeht, welche Anpassungen am vorgesehenen Datenformat vorgenommen werden müssten, um für einen Import nach GEMIDAS geeignet zu sein.
- 2. nach Übermittlung der grundsätzlichen Systemkonfiguration (in welchem Verzeichnis ist Gemidas installiert? In welchem Verzeichnis werden die Importdateien abgelegt? Welche FAB-Kodes werden für die Geriatrie verwendet? Welches KIS wird eingesetzt? Wie stellt das KIS teilstationäre Fälle dar? etc.) entwickelt das Kompetenzcentrum DRG & Geriatrie eine darauf abgestimmte Standardkonfiguration für das Standard-Datenformat nach § 21 KHEntgG und rückübermittelt diese (nur für Standard-CSV-Dateien nach § 21 KHEntgG geeignet).

Datentransfer	×
<u>E</u> inschließen	Πκ
🔽 Automatisch	
🔲 Alle Datensätze ab <u>E</u> ntlassungsdatum: 01.10	0.2004 Abbrechen
☐ Alle Datensätze des letzten <u>T</u> ransfers	
Verschlüsselung	
☑ <u>3</u> -DES (Transferdatei: GMDS_out.zip.3des)	
🔲 <u>G</u> PG (Transferdatei: GMDS_out.gpg)	
<u>V</u> ersand	
, per E- <u>M</u> ail	
per <u>D</u> iskette (muss sich in Laufwerk A:\ befin	den !)

Optionen zur Konfiguration des Datentransfers an die GEMIDAS-Zentrale

Über den Menübefehl "Transfer" gelangt man zur Auswahlmaske für die Einstellungen des bevorzugten Datentransfers. Voreingestellt sind die nach bisherigen Erfahrungen am suffizientesten arbeitenden Methoden:

Einschließen	Automatisch Bei kontinuierlicher Arbeit mit dem Programm und bei manueller Erfassung der Daten über das Programm bzw. bei Benut- zung der Importfunktionen des Programms kann die Voreinstellung "Au- tomatisch" beibehalten werden. Das Programm identifiziert dann alle seit dem letzten Transfer neu hinzugekommenen und veränderten Datensät- ze und schließt diese in den Transfer mit ein.
	Alle Datensätze ab Entlassungsdatum Das hier voreingestellte Da- tum wird aus dem aktuellen Datum ermittelt und bezieht immer das letz- te vollständig abgeschlossene Quartal ein. Diese Einstellung kann sinn- voll sein, wenn z.B. über selbstkonfigurierte Schnittstellen Daten an die GEMIDAS-Datenbank übergeben werden und damit die eingebaute Funk- tionalität der Datensatzidentifizierung ggf. ausfällt.
	Alle Datensätze des letzten Transfers Diese Option wird nur benö- tigt, wenn die Transferdatei vor oder während des Versands beschädigt wurde oder verloren gegangen ist. Mit Auswahl dieser Option lässt sich der zuletzt durchgeführte Transfer (weitgehend) reproduzieren.
Verschlüsselung	Voreingestellt ist das 3DES-Verfahren , das z.B. auch für die externe QS verwendet wird bzw. dort vorgeschrieben ist. Das GPG-Verfahren ist programmtechnisch weniger stabil (schlechter integrierbar), kann jedoch ebenso verwendet werden.
Versand	Voreingestellt ist der Versand per Email , wobei allerdings nur die zu versendende Datei im Zielverzeichnis erstellt wird und manuell einer Email angehängt werden muss. Bei Auswahl "Versand per Diskette " muss sich bereits eine Diskette im Laufwerk A: befinden. Andere Laufwerksbuchstaben werden nicht unterstützt.



Programm-Info

Bei Problemen im Programmbetrieb sollten Sie die GEMIDAS-Homepage konsultieren, dort finden Sie auch Kontaktadressen der Hotline (bevorzugt: Email-Anfragen). Bei einer Kontaktaufnahme bzw. Fehlerbeschreibung ist zumeist die Angabe der Programmversion unerlässlich. Sie finden diese im Menü "?" auf der Programminfoseite oben (dreiteilige Versionsangabe unter "Version").

Beim Arbeiten mit mehreren Datenbanken (teilweise auch für Fehlerbeschreibungen) benötigen Sie zudem gelegentlich Ihre Lizenzierungsinformationen. Diese können Sie mit Hilfe der Schaltfläche "Lizenz…" abrufen.

Wir sind immer dankbar für Anregungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Fehlerbeschreibungen. Bitte senden Sie diese formlos per Email an: <u>markus.borchelt@charite.de</u>.

Access2000-Zusatztool zum Auslesen von Daten: GEMIDAS.2k.mde				
Erfordert Microsoft Access 2000 oder höher				
GEMIDAS Datenbankimport GEMIDAS 2k.mde Version V4.3.01 ©2005 mybetasoft / M. Borchelt Bitte geben Sie Pfad und Name der GEMIDAS-OVL an: C:\Programme\Gemidas\gmds40.ovl Abbrechen	×			

Zusatzwerkzeug zum Auslesen optionaler und selbstdefinierter Datenfelder

Im Lieferumfang ab Version V4.3 ist als Zusatztool die MS Access Datenbankanwendung "GEMI-DAS.2k.mde" enthalten. Diese Datenbankanwendung setzt die Installation von MS Access 2000 oder höher voraus (nicht im Lieferumfang enthalten).

Nach dem Öffnen der Datei GEMIDAS.2k.mde wird automatisch das oben abgebildete Dialogfenster eingeblendet, das zur Eingabe von Pfad und Name der GEMIDAS-Datenbank (OVL-Datei) auffordert. Nach Klicken auf die Schaltfläche "OK" wird die Pfadangabe überprüft und beim Auffinden der Datenbank im richtigen Format (Datenbank-Format: V4.1) der Import durchgeführt. Es werden zunächst alle zuvor importierten Datensätze gelöscht und dann alle aktuellen GEMIDAS-Datensätze in die Tabelle "v40_mindataset" neu importiert, anschließend alle selbstdefinierten Datenfelder in die Tabellen "sonstiges" und "xcode_sonst". **Dieses Verfahren geht schneller als eine selektive Aktualisierung aller seit dem letzten Import geänderten Datensätze, kann jedoch bei sehr großen Datenbeständen mit mehreren 1000 Datensätzen ggf. sehr viel Zeit beanspruchen (>10 Minuten).**

Nach dem Import wird automatisch das Umformatierungstool gestartet, das alle Nebendiagnosen, Prozeduren, Gemidas-QM-Daten und selbstdefinierten Felder extrahiert und in eigenständige Tabellen schreibt. Nach Abschluss der Datenextraktion und –umformatierung werden vier Abfragen geöffnet, die die Daten in gewohnter tabellarischer Form auflisten:

- Abfrage [**nebendiagnosen**] zeigt alle Nebendiagnosen untereinander aufgelistet an
- Abfrage [**prozeduren**] zeigt alle Prozeduren untereinander aufgelistet an
- Abfrage [_data_selbstdefiniert] zeigt alle selbstdefinierten Daten fallbezogen an
- Abfrage [_data_gemidasQM] zeigt alle Daten aus GemidasQM fallbezogen an

Für die Gemidas-QM Datenfelder sind in der MDE bereits Variablennamen für die Feldlabels hinterlegt, um eine nach Bereichen gruppierte Anzeige der Datenfelder zu erreichen. Diese Variablennamen sind in der Tabelle **[xFieldMap]** enthalten und können dort auch modifiziert werden.

Diese Technik kann auch für selbstdefinierte Datenfelder implementiert werden. Hierfür steht die Tabelle **[xFieldMap_Usr]** zur Verfügung, die von der Abfrage [**_data_selbstdefiniert**] zur Darstellung der selbstdefinierten Daten mit genutzt wird. Analog zur Tabelle [xFieldMap] kann in der User-Tabelle für jedes selbstdefinierte Feld ein Variablenname spezifiziert werden, der von der Auswahlabfrage [**_data_selbstdefiniert**] dann anstelle der Feldbezeichnung für die Spaltenköpfe verwendet wird.

Wenn das Eingangs-Dialogfenster durch Klicken auf "Abbrechen" geschlossen wird, dann wird keine Datenaktualisierung oder –Transformierung durchgeführt und es kann mit der Datenbank sofort weitergearbeitet werden.

Erfassungsprogramm Gemidas V4.3: Programmhandbuch und Bedienungsanleitung



Copyright © 2005 Dr. med. Markus Borchelt Kompetenzcentrum DRG & Geriatrie am EGZB Reinickendorfer Str. 61 • 13347 Berlin Email: markus.borchelt@charite.de